



SENSICARE® PI GREEN CON ALOE VERA

GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE POLIISOPRENO, SIN LÁTEX Y SIN POLVO

- Formulación exclusiva de poliisopreno sintético Isolex®
 - Estructura química idéntica al látex de caucho natural, sin las proteínas del látex
 - Ofrece a los profesionales de la salud una solución alternativa que funciona como el látex en términos de confort, ajuste y sensibilidad
- La ausencia de polvo ayuda a reducir las irritaciones de la piel asociadas al polvo y complicaciones postoperatorias asociadas con granulomas
- Sensibilidad táctil extraordinaria
- Tecnología hidratante Aloetouch®
 - Primera tecnología de guantes médicos terapéuticos del mundo
 - Clínicamente ensayados para hidratar la piel
 - Contiene gel de aloe vera liofilizado 100% puro en el revestimiento interior
 - Facilita el calzado además de hidratar sus manos
- El color verde oscuro permite la detección rápida de perforaciones en el guante exterior
- Ideal para utilizar con técnica de doble enguantado en procedimiento cardíacos, trauma, ortopédico y de alto riesgo

Referencia	Talla	Envasado
MSG9255	5 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9260	6	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9265	6 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9270	7	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9275	7 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9280	8	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9285	8 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja
MSG9290	9	50 uds/dispensador, 4 dispensador/caja

Recomendado su uso en:

Ideal para utilizar con técnica de doble enguantado en procedimiento cardíacos, trauma, ortopédico y de alto riesgo

Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual- Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del Puño: anatómico y con reborde para evitar rodar hacia abajo
- Grosor en Dedos: 0.20mm
- Longitud del guante conforme a normativa EN455-2
- Color: verde oscuro
- Textura: suave



Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es