



SENSICARE® PI ORTHO

GUANTES QUIRÚRGICOS ESTÉRILES DE POLIISOPRENO, SIN LÁTEX Y SIN POLVO

- Fabricado con la formulación exclusiva de poliisopreno sintético de Medline
 - Este producto no está fabricado con látex de caucho natural
 - Estructura química idéntica al látex de caucho natural, sin las proteínas del látex
 - Funciona como el látex en términos de confort, ajuste y sensibilidad sin los riesgos de alergias de tipo I al látex
- Sin polvo y con revestimiento de polímero sintético para facilitar el calzado aún con las manos húmedas
- 40% más gruesos que los guantes estándar para una protección máxima
- Ideal para uso durante cirugía ortopédica, traumatología y de alto riesgo

Referencia	Talla	Envasado
MSG9455	5 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9460	6	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9465	6 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9470	7	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9475	7 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9480	8	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9485	8 ½	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja
MSG9490	9	50 uds/dispensador, 4 dispensadores/caja

Recomendado su uso en:

Cirugía ortopédica y Traumatología

Regulaciones y estándares de calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual - Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores
- Diseño del puño: anatómico y con reborde para evitar rodar hacia abajo
- Grosor en Dedos: 0.31mm
- Longitud del guante (según EN455-2, talla 7 1/2): 299 mm
- Color: crema
- Textura: suave



Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es