



NITRILO, SENSICARE® SILK

Un mayor grosor no siempre es mejor

Protección segura y comfortable

Guantes de examen con un mayor grosor no siempre equivalen a una mayor protección

Los guantes de examen SensiCare® silk de nitrilo ofrecen la misma protección que los guantes con mayor grosor, siendo más ligeros y finos. Los guantes SensiCare® silk son el resultado innovador de nuevos moldes, un proceso de inmersión mejorado, y el compromiso de Medline durante todo el proceso de producción de guantes de examen.

Con la nueva tecnología, tanto en los moldes de los guantes como en los procesos de inmersión, los fabricantes ahora somos capaces de ejecutar las líneas de producción más rápido, fabricar guantes de menor grosor y producirlos para que continúen cumpliendo con todos los ensayos de propiedades físicas necesarias. Cuando se introdujo el nitrilo por primera vez, la única manera de que pudieran cumplir con estas mismas normativas era mediante la producción de un guante de mayor grosor. Los guantes SensiCare® Silk no sólo cumplen con todos los requisitos necesarios, sino también proporcionan una mejor sensibilidad para el usuario.

Las nuevas innovaciones en el diseño de productos permiten que los guantes de examen Sensicare® Silk de nitrilo consigan una mayor sensibilidad táctil sin sacrificar la protección.

| Referencia | Talla | Envasado |
|------------|-------|--|
| MDS9083 | XS | 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja |
| MDS9084 | S | 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja |
| MDS9085 | M | 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja |
| MDS9086 | L | 200 uds/dispensador, 10 dispensador/caja |
| MDS9087 | XL | 180 uds/dispensador, 10 dispensador/caja |

Recomendado su uso en:



Regulaciones y estándares de calidad

- Certificación EN ISO13485
- Estos productos cumplen con la Directiva 93/42/EEC
- De conformidad con los requerimientos de la Directiva 89/686/EEC de Equipos de Protección Individual, Categoría III
- Directiva Europea 2002/72/EC relativa a los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
- Clase I No Estéril



Características y Beneficios

- **Moldes** – Si el molde de un guante es fabricado con algún defecto o imperfección, el guante resultado será defectuoso. Medline se involucra en la descripción de las especificaciones de fabricación de los moldes para garantizar la producción de un guante de alta calidad.
- **Guantes de examen de nitrilo**
- **Sin polvo**
- **Calzado comfortable**
- **Excelente Sensibilidad**
- **Adherencia segura**
- **Color azul añil**
- **100% sin látex**
- **Certificado EPI categoría III**
- **Testado frente a citostáticos**
- **Film Microstop™**
- **Codificación de talla por colores**

Para conocer más sobre nuestros productos, por favor contacte con su representante de Medline o visítenos en la web www.medline.com/es