



SIGNATURE LATEX MICRO

GUANTE QUIRÚRGICO ESTÉRIL DE LÁTEX SIN POLVO

- Fabricado con látex de caucho natural
 - **Precaución:** no se ha establecido el uso seguro de estos guantes por o en individuos sensibilizados al látex
 - **Advertencia:** este producto contiene látex de caucho natural que puede provocar reacciones alérgicas, incluidas respuestas anafilácticas
- La ausencia de polvo ayuda a reducir las irritaciones de la piel asociadas al polvo y complicaciones postoperatorias con granulomas
- El exclusivo molde de guantes quirúrgicos de Medline SH8 cuenta con un diseño de pulgar independiente que permite un ajuste anatómico y un movimiento más natural en los dedos, el pulgar y la palma de la mano
- Más fino que el guante quirúrgico Signature Latex Essential para aumentar la sensibilidad táctil
- Puño anatómico y con reborde para evitar que ruede hacia abajo

Referencia	Talla	Envasado
MSG5855	5 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5860	6	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5865	6 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5870	7	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5875	7 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5880	8	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5885	8 ½	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja
MSG5890	9	50 Pares/Dispensador, 200 Pares/Caja

Recomendado su uso en:

Cirugía General, Neurocirugía, Cirugía Vasculay y Cirugía Ocular

Regulaciones y Estándares de Calidad

- Certificación EN ISO 13485
- Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE - Clase IIa
- Equipo de Protección Individual - Examen CE de Tipo - Categoría III de conformidad con Directiva Europea 89/686/CEE

ESPECIFICACIONES:

- Ausencia de agujeros según EN 455: AQL 0.65
- Revestimiento interno de polímero sintético
- Diseño del molde: anatómico
- Sin residuos de aceleradores químicos
- Diseño del Puño: Anatómico y con reborde para evitar que ruede hacia abajo.
- Grosor en Dedos: 0.20mm
- Longitud del guante conforme a normativa EN455-2
- Color: Beige
- Textura: Suave



Si quiere conocer más sobre nuestros productos, por favor, contacte con su representante de Medline o visítenos en www.medline.eu/es