




























AUSWAHLHILFE FÜR UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE

| Produktname | Artikelnummer | Größe | Farbe | Textur | Materialdicke | | | Länge der Stulpe | Beschreibung | Verpackung |
|--|--|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------|------------------|--|--|
| | | | | | Finger | Handfläche | Stulpe | | | |
|  Restore Nitrile** | OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL  | X-Small Small Medium Large X-Large | Creme-weiß | Texturierte Finger- spitzen | 0.09 mm | 0.07 mm | 0.05 mm | 241 mm | Nitril, puderfrei, unsteril, Mit Innenbeschichtung aus kolloi- dalem Hafer | XS - L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  SensiCare® Free** | MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL  | X-Small Small Medium Large X-Large | Dunkel- blau | Texturierte Finger- spitzen | 0.10 mm | 0.10 mm | 0.08 mm | 244 mm | Nitril, puderfrei, unsteril, Frei von chemischen Beschleunigern | XS - L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  Generation Pink Nitrile** | PINKE6800 PINKE6801 PINKE6802 PINKE6803 PINKE6804 | X-Small Small Medium Large X-Large | Pink | Texturierte Finger- spitzen | 0.09 mm | 0.07 mm | 0.05 mm | 244 mm | Nitril, puderfrei, unsteril | XS - L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  SensiCare® Ice** | 486800 486801 486802 486803 486804  | X-Small Small Medium Large X-Large | Blau | Texturierte Finger- spitzen | 0.09 mm | 0.07 mm | 0.05 mm | 241 mm | Nitril, puderfrei, unsteril | XS - L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  SensiCare® Silk** | MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087  | X-Small Small Medium Large X-Large | Dunkel- blau | Texturierte Finger- spitzen | 0.09 mm | 0.06 mm | 0.05 mm | 245 mm | Nitril, puderfrei, unsteril | XS - L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  MediGuard Blue** | EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054  | X-Small Small Medium Large X-Large | Hellblau | Texturierte Finger- spitzen | 0.13 mm | 0.07 mm | 0.05 mm | 246 mm | Nitril, puderfrei, unsteril | XS - L: 200 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 180 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  SensiCare® Pro** | PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL  | X-Small Small Medium Large X-Large | Blau | Vollständig texturiert | 0.23 mm | 0.18 mm | 0.11 mm | 405 mm | Nitril, puderfrei, unsteril | XS - XL: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  Aloetouch® Long Cuff** | MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187 | Small Medium Large X-Large | Grün | Vollständig texturiert | 0.19 mm | 0.17 mm | 0.09 mm | 297 mm | Nitril, puderfrei, unsteril Innenbeschichtung mit Aloe Vera | S - L: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  SensiCare® Long Cuff** | MDS1284 MDS1285 MDS1286 MDS1287  | Small Medium Large X-Large | Blau | Texturierte Finger- spitzen | 0.14 mm | 0.11 mm | 0.05 mm | 292 mm | Nitril, puderfrei, unsteril | S - L: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 50 St./Box, 10 Boxen/Karton |

** Dieser Handschuh wurde für den Umgang mit Zytostatika getestet und freigegeben

| Produktname | Artikelnummer | Größe | Farbe | Textur | Materialdicke | | | Länge der Stulpe | Beschreibung | Verpackung |
|---|---|--|--------------|------------------------------|---------------|------------|---------|------------------|--|--|
| | | | | | Finger | Handfläche | Stulpe | | | |
|  Curad® 3G Stretch Vinyl  | CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237 | X-Small Small Medium Large X-Large | Weiß | Glatt | 0.09 mm | 0.07 mm | 0.07 mm | 242 mm | Stretch Vinyl, puderfrei, unsteril | XS - L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 90 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  Generation PINK 3G Vinyl | PINK6073 PINK6074 PINK6075 PINK6076 PINK6077 | X-Small Small Medium Large X-Large | Pink | Glatt | 0.16 mm | 0.08 mm | 0.07 mm | 247 mm | Stretch Vinyl, puderfrei, unsteril | XS - L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 90 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  ACCUtouch | MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077 | X-Small Small Medium Large X-Large | Durchsichtig | Glatt | 0.15 mm | 0.08 mm | 0.06 mm | 254 mm | Synthetisches Vinyl, puderfrei, unsteril | XS - L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  Eco Vinyl  | MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327 | X-Small Small Medium Large X-Large | Durchsichtig | Glatt | 0.10 mm | 0.07 mm | 0.05 mm | 252 mm | Synthetisches Vinyl, puderfrei, unsteril | S - L: 150 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 130 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  Curad® Latex  | CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107 | X-Small Small Medium Large X-Large | Beige | Texturierte Fingerspitzen | 0.13 mm | 0.11 mm | 0.09 mm | 246 mm | Latex, puderfrei, unsteril | XS - L: 100 St./Box, 10 Boxen/Karton XL: 90 St./Box, 10 Boxen/Karton |
|  Medline Procedure Sterile Latex | MDS8114 MDS8115 MDS8116 MDS8117 | Small Medium Large X-Large | Creme | Vollständig texturiert | 0.17 mm | 0.15 mm | 0.09 mm | 243 mm | Latex, puderfrei, steril | S - XL: 50 Paar/Box, 6 Boxen/Karton |
|  Medline Sterile Procedure Nitrile**  | MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297 | Small Medium Large X-Large | Blau | Texturierte Fingerspitzen | 0.12 mm | 0.10 mm | 0.08 mm | 296 mm | Nitril, puderfrei, steril | S - XL: 50 Paar/Box, 6 Boxen/Karton |



Medline International Germany GmbH
Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7
47533 Kleve
Deutschland
Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.com/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle - Schweiz
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.com/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria International GmbH
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien - Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.com/de
at-customerservice@medline.com