



















PORTFOLIO GANTS D'EXAMEN



Produit	Référence	Taille	Couleur	Texture	Epaisseur			Longueur des manchettes	Description	Conditionnement
					Doigts	Paume	Manchette			
 Restore Nitrile**	OAT-XS OAT-S OAT-M OAT-L OAT-XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Crème	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	241 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Revêtement intérieur à base d'avoine colloïdale	XS - L: 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Free**	MDSFREE-XS MDSFREE-S MDSFREE-M MDSFREE-L MDSFREE-XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu foncé	Texturé au bout des doigts	0.10 mm	0.10 mm	0.08 mm	244 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Sans accélérateur	XS - L: 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Generation Pink Nitrile**	PINKE6800 PINKE6801 PINKE6802 PINKE6803 PINKE6804	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Rose	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	244 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	XS - L: 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Ice**	486800 486801 486802 486803 486804	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.07 mm	0.05 mm	241 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	XS - L: 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Silk**	MDS9083 MDS9084 MDS9085 MDS9086 MDS9087	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu foncé	Texturé au bout des doigts	0.09 mm	0.06 mm	0.05 mm	245 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	XS - L: 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 MediGuard Bleu**	EM5050 EM5051 EM5052 EM5053 EM5054	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu clair	Texturé au bout des doigts	0.13 mm	0.07 mm	0.05 mm	246 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	XS - L: 200 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 180 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Pro**	PRO400XS PRO400S PRO400M PRO400L PRO400XL	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé sur toute sa surface	0.23 mm	0.18 mm	0.11 mm	405 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	XS - XL: 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Aloetouch® Manchettes Allongées**	MDS195184 MDS195185 MDS195186 MDS195187	S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Vert	Texturé sur toute sa surface	0.19 mm	0.17 mm	0.09 mm	297 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile Revêtement intérieur à l'Aloé Vera	S - L: 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 SensiCare® Manchettes Allongées**	MDS1284 MDS1285 MDS1286 MDS1287	S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé au bout des doigts	0.14 mm	0.11 mm	0.05 mm	292 mm	Nitrile Non-poudré Non-stérile	S - L: 50 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 45 unités/boîte, 10 boîtes/carton

** Ces gants ont été testés et sont conformes pour une utilisation avec des produits de chimiothérapie.

PORTFOLIO GANTS D'EXAMEN

Produit	Référence	Taille	Couleur	Texture	Épaisseur			Longueur des manchettes	Description	Conditionnement
					Doigts	Paume	Manchette			
 Curad® 3G Vinylé Élastique <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	CUR8233 CUR8234 CUR8235 CUR8236 CUR8237	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Blanc	Lisse	0.09 mm	0.07 mm	0.07 mm	242 mm	Vinyle élastique Non-poudré Non-stérile	XS - L: 100 unités/ boîte, 10 boîtes/carton XL: 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Generation PINK 3G Vinylé	PINK6073 PINK6074 PINK6075 PINK6076 PINK6077	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Rose	Lisse	0.16 mm	0.08 mm	0.07 mm	247 mm	Vinyle élastique Non-poudré Non-stérile	XS - L: 100 unités/ boîte, 10 boîtes/carton XL: 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 ACCUtouch	MDS192073 MDS192074 MDS192075 MDS192076 MDS192077	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Translucide	Lisse	0.15 mm	0.08 mm	0.06 mm	254 mm	Vinyle synthétique Non-poudré Non-stérile	XS - L: 100 unités/ boîte, 10 boîtes/carton XL: 100 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Eco Vinylé <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	MGE323 MGE324 MGE325 MGE326 MGE327	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Translucide	Lisse	0.10 mm	0.07 mm	0.05 mm	252 mm	Vinyle synthétique Non-poudré Non-stérile	S - L: 150 unités/boîte, 10 boîtes/carton XL: 130 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Curad® Latex <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	CURE8103 CURE8104 CURE8105 CURE8106 CURE8107	XS - Très petit S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Beige	Texturé au bout des doigts	0.13 mm	0.11 mm	0.09 mm	246 mm	Latex Non-poudré Non-stérile	XS - L: 100 unités/ boîte, 10 boîtes/carton XL: 90 unités/boîte, 10 boîtes/carton
 Medline Procedure Sterile Latex	MDS8114 MDS8115 MDS8116 MDS8117	S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Crème	Texturé au bout des doigts	0.17 mm	0.15 mm	0.09 mm	243 mm	Latex Non-poudré Stérile	S - XL: 50 paires/boîte, 6 boîtes/carton
 Medline Sterile Procedure Nitrile** <small>3 PPE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</small>	MDS2294 MDS2295 MDS2296 MDS2297	S - Petit M - Medium L - Large XL - Extra Large	Bleu	Texturé au bout des doigts	0.12 mm	0.10 mm	0.08 mm	296 mm	Latex Non-poudré Stérile	S - XL: 50 paires/boîte, 6 boîtes/carton

 Les gants non-stériles mentionnés dans ce guide sont des dispositifs médicaux de classe I marqués CE.
 Medline International France, 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant

 Les gants stériles mentionnés dans ce guide sont des dispositifs médicaux de classe I marqués CE0086.
 Medline Industries Inc., Medline Place 1, Mundelein IL 60060, USA



Medline International France SAS
Le Val St-Quentin
2 Rue René Caudron
Bâtiment 13F
78960 Voisins-le-Bretonneux
France
Tel: +33 1 30 05 34 00
Fax: +33 1 30 05 34 43
www.medline.com/fr
fr-customerservice@medline.com

Medline International Belgium SPRL
Pegasuslaan 5
B-1831 Diegem
Belgique
Tel: +32 2 808 74 93
Fax: +32 2 400 19 39
www.medline.com/nl
be-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Suisse
Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.com/fr
ch-customerservice@medline.com