



**VERBESSERTE EFFIZIENZ.  
MEHR SICHERHEIT.**

**QuickSuite® OP-Tischabdeckungssets**  
Gesamtlösung zum Schutz von Patient und OP-Tisch

# OP-WECHSELZEITEN VERKÜRZEN UND PATIENTENSICHERHEIT ERHÖHEN.

Medline QuickSuite® OP-Tischabdeckungssets bestehen aus verschiedenen Einwegkomponenten, welche eine hygienisch einwandfreie Aufbereitung des Operationstisches und damit kürzere OP-Wechselzeiten ermöglichen. QuickSuite® hilft Ihnen die Herausforderungen im OP zu meistern durch:

## Mehr Effizienz

QuickSuite® OP-Tischabdeckungssets gewährleisten eine schnelle und effiziente Abdeckung des OP-Tisches und damit verkürzte Wechselzeiten.

## Mehr Sicherheit

QuickSuite® Komponenten sind Einwegprodukte und werden nach Gebrauch entsorgt, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert werden. QuickSuite® bietet Ihnen eine Reihe an verschiedenen Produkten, darunter die hochabsorbierende „Sahara“ OP-Tischabdeckung, die gleichzeitig die Haut des Patienten trocken halten und schützen. Die flüssigkeitsundurchlässige Unterseite der „Sahara“ OP-Tischauflage bietet zuverlässigen Schutz für OP-Tischoberflächen.


## Geringere Kosten

QuickSuite® OP-Tischabdeckungssets gewährleisten eine schnelle und effiziente Abdeckung des OP-Tisches und verringern dadurch kostbare Wechselzeiten. Ebenso entfallen Waschkosten sowie zusätzliche Kosten für Leinenwäsche und die Aufbereitung von OP-Tischoberflächen.

## FEUCHTIGKEIT REDUZIEREN: „SAHARA“ OP-TISCHABDECKUNG

Feuchtigkeit ist eine der häufigsten Ursachen für die Bildung von Hautmazerationen und -verletzungen. Tests zeigen, dass die „Sahara“ OP-Tischauflagen bis zu 2056 % ihres Eigengewichts, also über 3,7 Liter/m<sup>2</sup> Flüssigkeit<sup>3</sup> absorbiert und damit diese Risiken minimiert.

- » schnelle Aufnahme von Flüssigkeiten durch Polymertechnologie erhält den intakten Hautzustand
- » in zwei verschiedene Größen erhältlich und somit den verschiedenen OP-Tischen angepasst: 102 cm x 230 cm und 102 cm x 152 cm
- » wattierte, weiche Oberfläche
- » keine Fusseln
- » die rutschfeste Variante des „Sahara“ OP-Abdecktuchs eignet sich besonders für Eingriffe mit gekipptem OP-Tisch



## WÄHLEN SIE IHR SET

Medline bietet verschiedene Komponenten und Sets an und ermöglicht somit effektive und auf Ihren OP zugeschnittene Lösungen.

| Artikelnummer     | „Sahara“<br>OP-Tischabdeckung |             | Umlagerungstuch |             | Ab-deckung<br>Arm-stützen<br>72.5 x 33.5 cm | Ab-deckung<br>Kopf-<br>auflage | Packfaktor<br>(St./Karton)<br>38 x 39 cm |
|-------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---|--------------------------------|--|
|                   | 102 x 152cm                   | 102 x 230cm | 102 x 152cm     | 152 x 198cm |   |                                |  |
| DYND4060SBE       | x                             |             |                 |             |   |                                | 20                                       |
| DYND4090SBE       |                               | x           |                 |             |   |                                | 20                                       |
| DYNDDS4060E       |                               |             | x               |             |   |                                | 50                                       |
| DYNDDS6078E       |                               |             |                 | x           |   |                                | 48                                       |
| DYKQSUITEL2CEA-SB |                               | x           | x               |             |   |                                | 24                                       |
| DYKQSUITEL2CEA    |                               | x           | x               |             |   |                                | 24                                       |
| DYKQSUITEL3CEA    |                               | x           | x               |             | x   |                                | 16                                       |
| DYKQSUITEL4CEA    |                               | x           | x               |             | x   | x                              | 16                                       |
| DYKQSHPC1CEA      |                               |             |                 |             |   | x                              | 300                                      |
| QSACOVER          |                               |             |                 |             | x   |                                | 100                                      |
| DYKQS01           | x                             |             | x               |             | x   |                                | 30                                       |

Alle QuickSuite® Sets enthalten ein rutschfestes „Sahara“-Tuch. Set DYKQSUITEL2CEA-SB enthält ein normales „Sahara“-Tuch.

# VERBESSERN SIE DIE OP-EFFIZIENZ




## MEHR SICHERHEIT

Verringern Sie das Risiko von Kreuzkontamination mit der absorbierenden „Sahara“ OP-Tischabdeckung.



## MEHR EFFIZIENZ

Verkürzen Sie die Wechselzeiten mit leicht zu handhabenden, angepassten Sets.



## GERINGERE KOSTEN

Vermeiden Sie die Kosten, welche mit der Nutzung und Aufbereitung von Leinen verbunden sind und schützen Sie ihre OP-Ausrüstung.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Medline Außendienstmitarbeiter oder besuchen Sie uns auf [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)



ALWAYS  
ON

**Medline International Germany GmbH**  
Wilhelm-Sinsteden-Str. 5-7  
47533 Kleve  
Deutschland

Tel: +49 2821 7510 0  
Fax: +49 2821 7510 7802  
de-customerservice@medline.com  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

**Medline International Switzerland Sàrl**  
A-One Business Center  
Z.A. la pièce N° 1 - A5  
1180 Rolle  
Schweiz

Tel: +41 848 244 433  
Fax: +41 848 244 100  
ch-customerservice@medline.com  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

**Medline Austria GmbH**  
c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parkring 2  
1010 Wien  
Österreich

Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879  
at-customerservice@medline.com  
[www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)

<sup>3</sup>Daten auf Anfrage.