



# Restore™

Nitril-Handschuhe

**PFLEGT  
IHRE HÄNDE.**



## **SIE PFLEGEN IHRE PATIENTEN, RESTORE™ PFLEGT IHRE HÄNDE.**

Pflegepersonal und Ärzte haben täglich alle Hände voll zu tun, um für ihre Patienten zu sorgen. Die unterschiedlichen Maßnahmen der Hände-  
hygiene und das Tragen von Handschuhen führt bei vielen dieser Personen zu trockenen und angegriffenen Händen.

Die Restore™ Nitril-Handschuhe sind Medlines erste Handschuhe, die kolloidales Hafermehl beinhalten. Dieser Wirkstoff pflegt die beanspruchte Haut des wertvollsten Werkzeugs der klinischen Mitarbeiter - deren Hände.



## **WAS IST KOLLOIDALES HAFERMEHL?**

Kolloidales Hafermehl ist sehr fein gemahlener Hafer. Durch das Mahlen werden die wertvollen Bestandteile des Hafers freigesetzt. Die US-amerikanische FDA (Food & Drug Administration) hat bestätigt, dass kolloidales Hafermehl schützend und lindernd bei leichten Hautreizungen und -jucken, verursacht durch Ausschlag oder Exzemen, wirkt.

**Augrund seiner positiven Wirkung auf die Haut wird kolloidales Hafermehl weltweit von Dermatologen als Hautschutz anerkannt und empfohlen.<sup>1</sup>**



## WIE FUNKTIONIERT ES?

In die Innenseite des Restore™ Handschuhs ist kolloidales Hafermehl eingearbeitet. Der Handschuh ist dabei aber puderfrei. Dieses hilft, die Feuchtigkeit der Haut zu bewahren und Beschwerden aufgrund trockener Haut zu vermeiden. Während des Tragens, arbeitet dieses innovative Produkt daran, dass sich die Hände weicher und sanfter anfühlen.

Kolloidales Hafermehl hilft Hautirritationen und -jucken im Zusammenhang mit trockener Haut zu vermeiden.



**MICROSTOP™**

## DARUM LIEBEN ANWENDER RESTORE™:

- » Kolloidales Hafermehl - schützt und pflegt die Haut der Anwender
- » **Sicherer Schutz** - dieser hochwertige Nitril-Handschuh ist für den Umgang mit Zytostatika geeignet
- » **Latexfrei** - dieser Nitril-Handschuh ermöglicht ein hervorragendes Tastgefühl und das ohne problematisches Latex
- » **Effiziente Verpackung** – Microstop™ - eine Folie an der Öffnung der Box erleichtert die einzelne Entnahme und verringert Abfall durch herausfallende Handschuhe
- » **Angenehme Farbe** – Restores creme-weißer Farbton sieht so wohltuend aus, wie er sich auf Ihren Händen anfühlt
- » **Farbkodierung** – je nach Handschuhgröße hat die Verpackung eine andere Farbe. Damit fällt die richtige Wahl für den richtigen Handschuh leicht



# Restore™

## Nitril-Handschuh

IST IN ALLEN GRÖSSEN ERHÄLTlich

Artikelnummer	Größe	Verpackung
OAT-XS	Extra-klein	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
OAT-S	Klein	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
OAT-M	Mittel	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
OAT-L	Groß	200 Stück/Box, 10 Boxen/Karton
OAT-XL	Extra-groß	180 Stück/Box, 10 Boxen/Karton

### Richtlinien und Qualitätsstandards:

- Zertifiziert nach EN ISO 13485
- Entspricht der EU-Richtlinie 93/42/EWG
- Erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG "Persönliche Schutzausrüstung", Kategorie III
- Lebensmittelrecht gemäß Richtlinie 2002/72/EG
- Klasse I, unsteril



#### Medline International Germany GmbH

Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7  
47533 Kleve - Germany  
Tel. +49 2821 7510-0  
Fax. +49 2821 7510-7802

[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)  
[de-customerservice@medline.com](mailto:de-customerservice@medline.com)

#### Medline International Switzerland Sàrl

A-One Business Center  
Z.A. la pièce N°1 - A5  
1180 Rolle - Schweiz  
Tel. +41 848 244 433  
Fax. +41 848 244 100  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)  
[ch-customerservice@medline.com](mailto:ch-customerservice@medline.com)

#### Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati  
Parking 2  
1010 Wien - Österreich  
Tel: +43 800 201 878  
Fax: +43 800 201 879  
[www.medline.com/de](http://www.medline.com/de)  
[at-customerservice@medline.com](mailto:at-customerservice@medline.com)

1. Cerio R, Dohil M, Jeanine D, Magina S, Mahé E, Stratigos AJ. Mechanism of action and clinical benefits of colloidal oatmeal for dermatologic practice. J Drugs Dermatol. 2010 Sep;9(9):1116-20. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20865844>. Accessed January 20, 2015.

Medline ist eine eingetragene Handelsmarke und Restore und Microstop sind Handelsmarken von Medline Industries Inc. Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Fehler auszubessern, die in dieser Broschüre auftreten könnten. ©2016 Medline Industries, Inc. ML335-DE01/RH 05/2016.