



**VERLÄSSLICHES
FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT.**

Saugansätze & Yankauer
Eine breite Auswahl an Absaugzubehör

INSTRUMENTE FÜR JEDEN BEDARF




Um Ihren Bedürfnissen und klinischen Anforderungen zur Flüssigkeitsentfernung während Operationen gerecht zu werden, bietet Medline eine Vielzahl unterschiedlicher Arten von Saugansätzen und Yankauern. Sie vereinen optimale Saugleistung und größtmögliche Beweglichkeit und Kontrolle während Gewebeerletzungen minimiert werden.

Alle Produkte sind latexfrei und jeweils doppelt verpackt, um eine einwandfreie sterile Anwendung im OP sicherzustellen.

KLASSISCHER YANKAUER, STARR*

Auswahl an hochwertigen festen Einweg-Saugansätzen mit verschiedenen Spitzen (fein, normal, groß) für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Seitliche Öffnungen, abgeschrägte Kanten und eine heißgeformte, abgerundete Körbchenspitze ermöglichen eine kontrollierte atraumatische Absaugung, um Gewebeerletzungen, selbst bei empfindlichem Gewebe, zu vermeiden.


Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaugkontrolle	VE
Y1200	Geringe Saugleistung: für Pädiatrie, Zahnmedizin und HNO	275mm	12 CH	2	Nein	50
Y1201		275mm	12 CH	2	Ja	50
Y1500		195mm	15 CH	0	Nein	100
Y1501		195mm	15 CH	0	Ja	100
Y1800	Normale Saugleistung: für den Rachen	250mm	18 CH	6	Nein	50
Y1801		250mm	18 CH	6	Ja	50
Y2200	Hohe Saugleistung: für Orthopädie und hohe Flüssigkeitsmengen	275mm	22 CH	6	Nein	50
Y2201		275mm	22 CH	6	Ja	50
Y2800		280mm	28 CH	4	Nein	50
Y2801		280mm	28 CH	4	Ja	50



STARRER YANKAUER MIT FLEXIBLEM VERBINDUNGSTÜCK*

Hergestellt aus durchsichtigem PVC-Material für allgemeine Absaugung, Orthopädie und zahnmedizinischer Bereich. Das flexible gestufte Ende ermöglicht einen sicheren Anschluss an verschiedene Schlauchdurchmesser.



Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaugkontrolle	VE
P2000	gerade Spitze	280mm	20 CH	4	Nein	50
P20FT	flache Spitze	280mm	20 CH	4	Nein	50



STARRER YANKAUER MIT ERGONOMISCHEM GRIFF*

Bruchsicheres PVC-Material kann bei der Retraktion von Organen oder zur Gewebedissektion genutzt werden. Das ergonomische Design des rutschfesten Griffs bietet Sicherheit und Komfort auch bei langen Eingriffen.


Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaugkontrolle	VE
Y2400	gerade Spitze	253mm	24 CH	4	Nein	50
Y240B	Körbchenspitze	260mm	24 CH	4	Nein	50



STARRER YANKAUER MIT EIN/AUS-SCHALTER*

Das Schaltsystem ermöglicht Anwendern ein manuelles Öffnen / Schließen des Saugsystems für eine bessere Kontrolle der Saugfähigkeit und zur Reduktion des Absauggeräusches. Das ergonomische Design des Griffs ermöglicht ein sicheres, komfortables Arbeiten. Das gestufte Ende ermöglicht einen sicheren Anschluss an verschiedene Schlauchdurchmesser.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaugkontrolle	VE
Y240FS	gerade Spitze	297mm	24 CH	4	Ja	50
Y240FB	Körbchenspitze	297mm	24 CH	4	Ja	50



POOLE POOLE-Saugansatz*



Zweiteiliger Saugansatz besteht aus:

- Innere Kanüle mit 4 Löchern an den Seiten der distalen Spitze für eine gleichmäßige Absaugung
- Äußere flexible Schicht mit mehreren Seitenlöchern und einer offenen distalen Spitze ermöglicht eine gleichmäßig Absaugung ohne Verstopfung.


Mit der Kanüle lassen sich insbesondere starke Blutungen bei operativen Eingriffen im abdominalen Bereich oder bei Kaiserschnitten kontrollieren.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Löcher	Absaugkontrolle	VE
Y20PS	flexible, gerade Spitze	300mm	20 CH	20 + 4	Nein	50



ABSAUG-SET FÜR DIE ORTHOPÄDIE*

Orthopädisches Absaug-Set mit Filter ermöglicht ein sauberes, übersichtliches Operationsfeld. Der spezielle, im Griff integrierte Filter sammelt automatisch Festkörper und kann innerhalb weniger Sekunden ausgetauscht werden. Durch die erhöhte Filterkapazität eignet sich dieses Set insbesondere für Eingriffe mit größeren Mengen an Trümmerteilen.



Artikelnummer	Beschreibung	VE
YORTHO	Orthopädisches Absaug-Set mit 1x rutschfesten Griff, 1x gebogenen Spitze (7 x 230 mm), 2x Filter und 3 unterschiedlichen Saugspitzen.	10



* Bei diesen Produkten handelt es sich um Medizinprodukte der Klasse IIa, steril. Sie sind vorgesehen für die Nutzung durch professionelles medizinisches Personal. Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitsangaben auf der Verpackung.

EC REP Kingsmead Service Limited, 19 Mezzanine Floor 19-21 Crawford Street, London, W1H 1PJ, UK

CE 0197 TÜV Rheinland LGA Products GmbH



ALWAYS
ON

Medline International Germany GmbH
Wilhelm-Sinstden-Straße 5-7
47533 Kleve
Deutschland

Tel. +49 2821 7510-0
Fax. +49 2821 7510-7802
www.medline.eu/de
de-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
A-One Business Center
Z.A. la pièce N°1 - A5
1180 Rolle
Schweiz

Tel. +41 848 244 433
Fax. +41 848 244 100
www.medline.eu/de
ch-customerservice@medline.com

Medline Austria GmbH

c/o CHSH Cerha, Hempel, Spiegelfeld, Hlawati
Parkring 2
1010 Wien
Österreich
Tel: +43 800 201 878
Fax: +43 800 201 879
www.medline.eu/de
at-customerservice@medline.com

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren.

©2018 Medline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Medline Industries Inc. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA.
ML468-DE02/SV 01/2018.