

A close-up photograph of two hands wearing blue nitrile gloves. The left hand holds a teal-colored brush with white bristles. The right hand uses a pair of metal surgical forceps to carefully peel a small, clear, rectangular piece of material away from the end of the brush's handle. The background is a textured blue surface.

PROTECCIÓN Y RENDIMIENTO.

Guantes especiales de Nitrilo para una mayor protección
Longitud de 400 mm, mayor grosor y excelente agarre

PROTECCIÓN EXTRAORDINARIA. MEJOR AGARRE.

Diseñados para profesionales que manipulan productos químicos o realizan tareas de limpieza, descontaminación, y desinfección de instrumental y equipamiento médico. Los guantes de nitrilo SensiCare® Pro ofrecen una protección, ajuste y rendimiento excepcionales.

» **Todo para la protección y el rendimiento** — Puño más largo, de 400mm, guante más grueso, con buenos resultados en ensayos de resistencia a la punción *, ensayado también frente a citostáticos**, y texturado en toda la superficie para ofrecer un mejor agarre.

* Resultados de los ensayos disponibles bajo petición. ** No utilizar con Carmustina o Tiotepa.


Información para pedidos

Guantes SensiCare Pro de nitrilo con puño extralargo de 400 mm

Referencia	Talla	Envase
PRO400XS	XS	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400S	S	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400M	M	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400L	L	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja
PRO400XL	XL	50 uds/dispensador, 10 dispensador/caja

EN374-2:2014	Nivel de eficacia	AQL	Niveles de inspección
	nivel 3	<0,65	G1
	nivel 2	<1,5	G1
	nivel 1	<4,0	S4

Existe más información disponible sobre penetración previa solicitud.

BS EN 374-3:2003 Riesgos químicos		Los niveles de permeabilidad de EN374-3 se basan en los siguientes tiempos de paso:						
	Hidróxido de sodio (NaOH) 40 % nivel 6 (<480 minutos)	Nivel	1	2	3	4	5	6
		Tiempos de paso mínimos (minutos)	10	30	60	120	240	480

Debido a factores externos, los resultados no reflejan necesariamente la duración real de la protección.

EN388:2003	4001
	Resistencia a la abrasión 4/4
	Resistencia al corte por cuchilla 0/5
	Resistencia al rasgado 0/4
	Resistencia a la perforación 1/4



Color: azul
Longitud: 400 mm
Material: nitrilo
Superficie: texturada
AQL: 1,5

Idóneos para distintas especialidades como, por ejemplo:



Esterilización central



Endoscopia



Patología



Servicios medioambientales



Farmacia



Servicio de urgencias



Traumatismos



Obstetricia



Laboratorio



Descontaminación



Urología

*Puede obtener los datos de los ensayos realizados así como una lista de las sustancias químicas analizadas previa solicitud.



Medline International Iberia S.L.U.

Parque Empresarial San Fernando

Avenida de Castilla 2,

Edificio Munich, Planta Baja,

28830 San Fernando de Henares,

Madrid, Spain

+34 900 600 602

es.medline.com | info@medline.com