Kit de cateterización urinaria

Gama UROKIT00x

UROKIT001

- 1 paño 75 x 90 cm
- 1 paño 75 x 90 cm con fenestración de 9 x 12 cm
- 1 bandeja de plástico
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 par de fórceps Kocher

Componentes básicos incluidos en el kit:

- 1 gel lubricante, 5 mg
- 1 jeringa precargada con 20 ml de agua



UROKIT001-1

- 1 paño 75 x 90 cm 40 g/m^2
- 1 paño 75 x 90 cm, con fenestración adhesiva de 9 x 12 cm, y precortado, 40 g/m^2
- 1 bandeja de plástico
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 par de fórceps Kocher
- 1 gel lubricante, 5 mg

Componentes básicos incluidos en el kit:

- 1 jeringa precargada con 20 ml de agua



UROKIT002

- 1 envase blíster rígido
- 1 paño 75 x 90 cm 40 g/m^2
- 1 paño 75 x 90 cm, con fenestración adhesiva de 9 x 12 cm, y precortado, 40 g/m^2
- 5 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 par de fórceps Kocher
- 1 gel lubricante, 5 mg

Componentes básicos incluidos en el kit:

- 1 jeringa precargada con 20 ml de agua



UROKIT003 –
Kit de cateterización urinaria con componentes de preparación y limpieza



Productos de limpieza

En un blíster con 1 compartimento:

- 1 guante de higiene corporal no tejido
- 2 guantes de examen (talla 7/8)
- 10 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 2 toallas seca-manos absorbentes de 40 x 60 cm

Componentes para cateterización

- 1 paño 75 x 90 cm
- 1 paño 75 x 90 cm, con fenestración adhesiva de 9 x 12 cm, y precortado, 40 g/m²
- 1 bandeja con 2 compartimentos
- 1 par de fórceps Kocher
- 10 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 toallas seca-manos absorbentes de 40 x 60 cm
- 2 tiras adhesivas de 14,8 x 1,25 cm
- 1 gel lubricante, 5 mg

Componentes básicos incluidos en el kit:

- 1 jeringa precargada con 20 ml de agua



UROKIT004

- 1 blíster rígido
- 1 paño 75 x 90 cm 40 g/m²
- 1 paño 75 x 90 cm, con fenestración adhesiva de 9 x 12 cm, y precortado, 40 g/m²
- 10 gasas de TNT de 7,5 x 7,5 cm
- 1 par de fórceps Kocher
- 1 gel lubricante, 5 mg

Componentes adicionales en el kit:

- 1 jeringa precargada con 20 ml de agua



Para obtener más información, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web www.medline.eu/es.

Antes del uso, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.

Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de corregir los errores que puedan haberse producido.
© 2026 Medline. ML1781_ES 08/2026