Sets de Sondage

Gamme UROKIT00x

UROKIT001

- 1 champ 75 x 90 cm
- 1 champ 75 x 90 cm, fenêtré 9 x 12 cm
- 1 plateau en plastique
- 5 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de pinces Kocher

Composants supplémentaires dans le kit :

- 1 gel lubrifiant 5 mg
- 1 seringue préremplie avec 20 ml d'eau



UROKIT001-1

- 1 champ 75 x 90 cm 40 g/m^2
- 1 champ 75 x 90 cm, fenêtré 9 x 12 cm, adhésif et prédécoupé, 40 g/m^2
- 1 plateau en plastique
- 5 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de pinces Kocher
- 1 gel lubrifiant 5 mg

Composant supplémentaire dans le kit :

- 1 seringue préremplie avec 20 ml d'eau



UROKIT002

- 1 blister rigide
- 1 champ 75 x 90 cm 40 g/m^2
- 1 champ 75 x 90 cm, fenêtré 9 x 12 cm, adhésif et prédécoupé, 40 g/m^2
- 5 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de pinces Kocher
- 1 gel lubrifiant 5 mg

Composant supplémentaire dans le kit :

- 1 seringue préremplie avec 20 ml d'eau



UROKIT003

Set de Sondage avec partie toilette



Partie toilette

Dans un blister à 1 compartiment :

- 1 gant de toilette non tissé
- 2 gants d'examen (taille 7/8)
- 10 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 2 carrés absorbants, 40 x 60 cm

Partie sondage

- 1 champ, 75 x 90 cm
- 1 champ 75 x 90 cm, fenêtré 9 x 12 cm, adhésif et prédécoupé, 40 g/m²
- 1 plateau avec 2 compartiments
- 1 paire de pinces Kocher
- 10 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 carré absorbant, 40 x 60 cm
- 2 bandes adhésives, 14,8 x 1,25 cm
- 1 gel lubrifiant 5 mg

Composant supplémentaire dans le kit :

- 1 seringue préremplie avec 20 ml d'eau



UROKIT004

- 1 blister rigide
- 1 champ 75 x 90 cm 40 g/m²
- 1 champ 75 x 90 cm, fenêtré 9 x 12 cm, adhésif et prédécoupé, 40 g/m²
- 10 compresses non tissées, 7,5 x 7,5 cm
- 1 paire de pinces Kocher
- 1 gel lubrifiant 5 mg

Composant supplémentaire dans le kit :

- 1 seringue préremplie avec 20 ml d'eau



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial Medline ou consulter notre site Internet : www.medline.eu/fr

Avant utilisation, veuillez consulter les instructions et précautions figurant sur l'étiquetage correspondant.

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de corriger d'éventuelles erreurs.
© 2026 Medline. ML1781_FR 09/2026