
Angiologia

Teli e componenti per angiografia

Migliora l'efficienza delle procedure di angiografia





Indice

Teli chirurgici 4

Materiali dei teli 4
Teli per angiografia femorale 6
Teli per angiografia radiale/femorale 8
Teli fenestrati per la testa 10
Teli per TAVI 11
Teli per radiologia interventistica 11
Teli per pacemaker 12
Teli pediatrici 14
Telo per fistola 14
Telo per port impiantabile 14
Telo per la testa 14
Teli per la protezione dalle radiazioni 15

Camici 16

Materiali dei camici 16
UltraGard 17
Essential 17
Advanced 17

Protezione per dispositivi 18

Sacche con bande 18
Coperture per arco a C 20
Altre coperture 21

Contenitori 22

Coppette graduate 22
Ciotole con linguette 23
Vassoi 23

Siringhe 24

Siringhe trasparenti in polipropilene 24
Siringhe colorate in polipropilene 25
Siringhe colorate in policarbonato 26
Siringhe per controllo angiografico 27

Aghi 28

Aghi ipodermici 28
Aghi ipodermici di sicurezza 28
Aghi per accesso vascolare 29

Introduttori 30

Introduttori radiali 30
Introduttori femorali 31

Fili guida 32

Fili guida a nucleo fisso 32
Fili guida a nucleo scorrevole 33

Accessori interventistici 34

Dispositivi di coppia 34
Strumento di inserimento 34
Valvole per emostasi 34
Dispositivo di gonfiaggio 35

Gestione dei fluidi 36

Prodotti Namic per la gestione dei fluidi 36
Gestione dei fluidi per SPT 37
Rubinetti d'arresto 38
Set di estensione 39
Collettori 40
Tubi per il monitoraggio della pressione 42
Trasduttori di pressione monouso 42
Sistema per la somministrazione di fluidi 43
Tubi per iniezione di prodotto di contrasto 44
Programma di Kit di convenienza 46
Sistema di erogazione a controllo automatico 47


Dispositivi di sicurezza 48

Prodotti Gold Standard per la sicurezza 48
Etichette non stampate 50
Etichette stampate 51
Etichette stampate personalizzate 51

Teli chirurgici

Medline offre un'ampia gamma di teli chirurgici e soluzioni innovative per migliorare l'efficienza delle procedure chirurgiche, mantenendo al contempo la sicurezza e il comfort del paziente. Per migliorare la sicurezza e l'uniformità della nostra gamma, il nostro telo per angiografia si dispiega prima dalla testa e poi dai piedi ed è progettato per diminuire il rischio di compromissione dell'asepsi se il paziente afferra il telo quando questo è già aperto.


Materiali dei teli



EssentialUltra

- Tessuto essenziale bilaminato: assorbente e impermeabile
- Rinforzo ultra-assorbente, progettato per procedure cardiache e di angiografia


I teli più economici appartenenti alla gamma standard di Medline presentano un tessuto bilaminato e sono composti da uno strato assorbente e un film impermeabile per un'eccezionale barriera ad alta resistenza e un controllo ottimale dei fluidi. Formati da una combinazione di film in polipropilene e polietilene non tessuto, i teli Essential offrono alta resistenza e drappeggiabilità.



UltimateUltra

- Tessuto trilaminato Ultimate, assorbente e impermeabile, include uno strato di comfort per il paziente
- Rinforzo ultra-assorbente, progettato per procedure cardiache e di angiografia


La gamma di teli standard di Medline comprende il tessuto di prima qualità Ultimate a tre strati per una barriera ad alta resistenza, controllo dei fluidi e comfort del paziente. Fatto di materiale trilaminato composto da due strati esterni in polipropilene e uno strato interno di film impermeabile in polietilene, il tessuto Ultimate offre alta resistenza ai fluidi, morbidezza e drappeggiabilità.



AngioUltra


- Tessuto AngioUltra quadrilaminato, strato superiore super assorbente, film impermeabile e strato di comfort per il paziente

La gamma premium di Medline per procedure cardiache e angiografiche comprende quattro strati per un'ottima resistenza della barriera, controllo dei fluidi e massimo comfort per il paziente. Composto da una barriera puntinata in polietilene, un tessuto non tessuto airlaid assorbente, uno strato interno di film impermeabile in polietilene e uno strato in tessuto non tessuto morbido, il tessuto AngioUltra offre un'eccezionale resistenza ai fluidi e morbidezza.


	EssentialUltra	UltimateUltra	AngioUltra
Tipo	Bilaminato	Trilaminato	Quadrilaminato
Capacità di assorbimento	💧💧💧	💧💧💧💧	💧💧💧💧💧
Deflusso a livello di rinforzo (%)	100	100	100
Composizione del tessuto principale	Polipropilene non tessuto, film in polietilene	Polipropilene spunbond, film in polietilene, polipropilene spunbond	Film in polietilene, airlaid, film in polietilene, polipropilene spunbond
Rinforzo della composizione	Polipropilene spunbond	Viscosa e cellulosa, drylaid, film in polietilene	Film in polietilene, airlaid, film in polietilene, polipropilene spunbond
Immagini			

Teli per angiografia femorale

1 pannello chiaro




Materiale	UltimateUltra
Riferimento	**TBAG292-BULK**
Versione sterile	TBAG292CE
Dimensioni	224 x 290 cm
Rinforzo	77 x 118 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	85 cm
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Riferimento	**TBAG392-BULK**
Versione sterile	TBAG392CE
Dimensioni	241 x 343 cm
Rinforzo	161/37 x 81 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	95 cm
Nucleo	✓




2 pannelli chiari




Materiale	EssentialUltra
Riferimento	**NS-ESAG3521**
Versione sterile	ESAG3521CE
Dimensioni	240 x 370 cm
Rinforzo	80 x 120 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	80 cm
Nucleo	✓




Materiale	UltimateUltra
Riferimento	**TBAG252A-BULK**
Versione sterile	TBAG252CE
Dimensioni	221 x 290 cm
Rinforzo	77 x 118 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	85 cm
Nucleo	✓




Materiale	EssentialUltra
Riferimento	**NS-ESAG3522**
Versione sterile	-
Dimensioni	290 x 340 cm
Rinforzo	80 x 120 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	80 cm
Nucleo	✓




Materiale	UltimateUltra
Riferimento	**TBAG352A-BULK**
Versione sterile	TBAG352CE
Dimensioni	221 x 343 cm
Rinforzo	77 x 118 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	80 cm
Nucleo	✓




Materiale	EssentialUltra
Riferimento	**NS-ESAG452**
Versione sterile	-
Dimensioni	221 x 400 cm
Rinforzo	77 x 118 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	110 cm
Nucleo	-



Materiale	UltimateUltra
Riferimento	**TBAG3525-BULK**
Versione sterile	TBAG3525CE
Dimensioni	220 x 370 cm
Rinforzo	71 x 80 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	95 cm
Nucleo	-




Materiale	AngioUltra
Riferimento	**24177A-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	218 x 342 cm
Rinforzo	82 x 342 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	75 cm
Nucleo	-




Materiale	AngioUltra
Riferimento	**24680-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	232 x 400 cm
Rinforzo	82 x 315 cm
Fenestrature	Film da incisione Ø 15 cm Aperture di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	80 cm
Nucleo	-


Teli per angiografia radiale/femorale




Materiale	EssentialUltra
Reference	**ESAG3546-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	215 x 340 cm
Rinforzo	169/98 x 195 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	72 cm
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Riferimento	**SPTE-ESAG357**
Versione sterile	-
Dimensioni	231 x 346 cm
Rinforzo	135 x 196 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione integrale Ø 12,5 cm
Fenestrature femorali	adesive 5 x 7 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	82 cm
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**TB295575-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	226 x 343 cm
Rinforzo	146/51 x 81 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	1x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	95 cm
Nucleo	✓




Materiale	UltimateUltra
Reference	**TBAG354B-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	230 x 358 cm
Rinforzo	138/96 x 120 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	✓




Materiale	UltimateUltra
Reference	**TB29559B-BULK**
Versione sterile	TB29560CE
Dimensioni	243/226 x 352 cm
Rinforzo	243/94 x 114 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	-



Materiale	AngioUltra
Reference	**NS-24178A**
Versione sterile	-
Dimensioni	244 x 363 cm
Rinforzo	244/82 x 123 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 18 cm, con apertura Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x adesive 8 x 10 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	94 cm
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**ESAG3543-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	243/226 x 370 cm
Rinforzo	223/94 x 112 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	95 cm
Nucleo	✓




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG3542**
Versione sterile	-
Dimensioni	240 x 370 cm
Rinforzo	180/98 x 120 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	✓


Film da incisione integrale per accesso femorale per una maggiore adesività




Materiale	EssentialUltra
Riferimento	**ESAG3541-BULK**
Versione sterile	ESAG3541CE
Dimensioni	244 x 370 cm
Rinforzo	244/112 x 145 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	✓




Materiale	EssentialUltra
Riferimento	**NS-ESAG3548**
Versione sterile	-
Dimensioni	260 x 370 cm
Rinforzo	241/98 x 122 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG3544**
Versione sterile	-
Dimensioni	279 x 370 cm
Rinforzo	180/98 x 120 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	102 cm
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**ESAG454-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	240 x 400 cm
Rinforzo	235/81 x 120 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	✓




Materiale	EssentialUltra
Reference	**ESAG4541-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	244 x 400 cm
Rinforzo	244/112 x 145 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film 9 x 12 cm da incisione con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	120 cm
Nucleo	✓



Materiale	UltimateUltra
Reference	**TBAG4545-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	240 x 400 cm
Rinforzo	240/60 x 120 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**SPTE-TB29569**
Versione sterile	-
Dimensioni	243/226 x 403 cm
Rinforzo	243/94 x 114 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**TBAG454C-BULK**
Versione sterile	-
Dimensioni	244 x 400 cm
Rinforzo	235/39 x 81 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	100 cm
Nucleo	-


Una soluzione per proteggere il tavolo per angiografia e il pannello laterale per raggi X



Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG4543**
Versione sterile	-
Dimensioni	290 x 410 cm
Rinforzo	244/98 x 123 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film 9 x 12 cm da incisione con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	102 cm
Nucleo	-



Materiale	UltimateUltra
Reference	**NS-TBAG3543**
Versione sterile	-
Dimensioni	290 x 410 cm
Rinforzo	140/98 x 123 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione 9 x 12 cm, con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	102 cm
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG554A**
Versione sterile	-
Dimensioni	244 x 526 cm
Rinforzo	244/112 x 145 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura Ø 9 cm
Fenestrature femorali	2x film 9 x 12 cm da incisione con apertura 6 x 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	210 cm
Nucleo	-


I tavoli per angiografia sono sempre più grandi? Anche i nostri teli!

Una soluzione per proteggere il tavolo per angiografia e il pannello laterale per raggi X

Teli fenestrati per la testa




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG453**
Versione sterile	-
Dimensioni	225 x 420 cm
Rinforzo	244/98 x 123 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	Ø 20 x 30 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	Per la testa: 185 cm Femorali: 273 cm
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG4531**
Versione sterile	-
Dimensioni	225 x 420 cm
Rinforzo	244/98 x 123 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Fenestrature femorali	Ø 20 x 30 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	Per la testa: 105 cm Femorali: 193 cm
Nucleo	-


Teli per TAVI




Materiale	UltimateUltra
Reference	**SPTE-TBAG493**
Versione sterile	-
Dimensioni	215/296 x 495 cm
Rinforzo	80 x 99 cm
Fenestrature	1 film addominale da incisione integrale 35 x 40 cm, 2 film femorali da incisione integrale 12 x 20 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**NS-TB9159**
Versione sterile	TB9159CE
Dimensioni	290/240 x 448 cm
Rinforzo	89 x 170 cm
Fenestrature	1 film addominale da incisione integrale 60 x 40 cm, 2 film femorali da incisione integrale 15 x 27 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-



Materiale	UltimateUltra
Reference	**NS-TBAG5931**
Versione sterile	-
Dimensioni	300/235 x 505 cm
Rinforzo	70 x 236 cm
Fenestrature	1 film addominale da incisione integrale 60 x 45 cm, 2 film femorali da incisione integrale 11 x 27 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**SPTE-TBAG4935**
Versione sterile	-
Dimensioni	296/255 x 500 cm
Rinforzi	73 x 85 cm
Fenestrature	1 film addominale da incisione integrale 45 x 65 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ES91590**
Versione sterile	-
Dimensioni	300/240 x 450 cm
Rinforzo	100 x 178 cm
Fenestrature	1 film addominale da incisione integrale 42 x 70 cm, 2 film femorali da incisione integrale 15 x 270 cm 2 radiali da incisione integrale 6 x 15 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-

Radiologia interventistica



Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ESAG4525**
Versione sterile	-
Dimensioni	270 x 467 cm
Rinforzo	70 x 117 cm
Fenestrature femorali	2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	180 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	Essential
Reference	**NS-ES10464**
Versione sterile	-
Dimensioni	200 x 280 cm
Rinforzo	-
Fenestrature	Adesive da 15 x 30 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	40 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-


Progettati per procedure spinali

Teli per pacemaker


1 Fenestratura



Materiale	Essential
Reference	**SPTE-ES9409**
Versione sterile	ES9409CE
Dimensioni	262 x 360 cm
Rinforzo	90 x 110 cm
Fenestratura	Adesiva da 14 x 12 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	90 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	✓




Materiale	Essential
Reference	**NS-ES9406**
Versione sterile	-
Dimensioni	218 x 400 cm
Rinforzo	150 x 70 cm
Fenestratura	Adesiva da 15 x 40 cm con film da incisione integrale
Dist. fenest - parte superiore del telo	150 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**TB9407-BULK**
Versione sterile	TB9408CE
Dimensioni	216 x 360 cm
Rinforzo	150 x 67 cm
Fenestratura	Adesiva da 15 x 15 cm con film da incisione integrale
Dist. fenest - parte superiore del telo	90 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	✓


2 fenestrature




Materiale	Essential
Reference	**NS-ES9402**
Versione sterile	-
Dimensioni	231 x 342 cm
Rinforzo	61 x 81 cm
Fenestrature	2 adesive 13 x 10 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	91 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ES9404**
Versione sterile	-
Dimensioni	232 x 390 cm
Rinforzo	98 x 140 cm
Fenestrature	Film da incisione integrale 18 x 15 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	120 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Reference	**NS-ES9405**
Versione sterile	-
Dimensioni	232 x 390 cm
Rinforzo	98 x 140 cm
Fenestrature	Adesive 18 x 15 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	119 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-



Materiale	UltimateUltra
Reference	**SPTE-TB9405**
Versione sterile	-
Dimensioni	232 x 390 cm
Rinforzo	98 x 140 cm
Fenestrature	Film da incisione integrale 22 x 20 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	120 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	Essential
Reference	**NS-ES29541**
Versione sterile	-
Dimensioni	280 x 340 cm
Rinforzo	150 x 40 cm
Fenestrature	Adesive da 16 x 19 cm con film da incisione integrale
Dist. fenest - parte superiore del telo	119 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-




Materiale	Advanced
Reference	**SPTE-4108SM**
Versione sterile	-
Dimensioni	208 x 340 cm
Rinforzo	91 x 81 cm
Fenestrature	Adesive da 15 x 18 cm con film da incisione integrale
Dist. fenest - parte superiore del telo	105 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-

4 fenestrature




Materiale	AngioUltra
Reference	**NS-24230**
Versione sterile	-
Dimensioni	220 x 335 cm
Rinforzo	80 x 335 cm
Fenestrature	2 film da incisione 26 x 13 cm, apertura 21 x 8 cm, 2 film da incisione Ø 15 cm, apertura Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	90 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	UltimateUltra
Reference	**NS-TB9406**
Versione sterile	-
Dimensioni	220 x 343 cm
Rinforzo	220/98 x 53 cm
Fenestrature	2x 19 x 13 cm 2x film da incisione Ø 15 cm, con apertura di Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	125 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-


Teli pediatrici




Materiale	AngioUltra
Tipo	**Angiografia**
Reference	24433A-BULK
Versione sterile	-
Dimensioni	190 x 310 cm
Rinforzo	310 x 82 cm
Fenestrature	2 film femorali da incisione Ø 8 cm con apertura di Ø 6.5 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	72 cm
Piegatura	Apertura lato piedi
Nucleo	-



Materiale	AngioUltra
Tipo	**Angiografia**
Reference	24593-BULK
Versione sterile	-
Dimensioni	190 x 314 cm
Rinforzo	82 x 314 cm
Fenestrature	2 film femorali da incisione Ø 8 cm con apertura di Ø 3.5 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	72 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	Ultimate
Tipo	**Angiografia**
Reference	SPTE-F82674A
Versione sterile	-
Dimensioni	220 x 360 cm
Rinforzo	-
Fenestrature	2 film femorali da incisione Ø 7 cm con apertura di Ø 4 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	80 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-




Materiale	EssentialUltra
Tipo	**Angiografia**
Reference	NS-ESAG456
Versione sterile	-
Dimensioni	250 x 400 cm
Rinforzo	100 x 162 cm
Fenestrature	6 fenestrature adesive Ø 6 cm, Ø 8 cm and Ø 9 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	Variabile
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-

Fistola




Materiale	Essential
Reference	**NS-ES29420**
Versione sterile	-
Dimensioni	163/404 x 197 cm
Rinforzo	44 x 86 cm
Fenestrature	Elastica 3 cm
Nucleo	-

Port impiantabile



Materiale	Essential
Reference	**NS-ES9408**
Versione sterile	-
Dimensioni	240 x 400 cm
Rinforzo	2 x 55 x 39 cm
Fenestrature	4 x 15 x 15 x 19 cm
Dist. fenest - parte superiore del telo	80 cm
Piegatura	Apertura lato testa
Nucleo	-

Telo per la testa




Materiale	Essential
Tipo	**Telo per la testa**
Reference	NS-ES29485
Versione sterile	-
Dimensioni	220 x 290 cm
Rinforzo	Assorbente 80 x 70 cm
Fenestrature	-
Nucleo	-

Teli per la protezione dalle radiazioni


Durante le procedure, l'equipe medica è esposta a radiazioni diffuse, anche se non si trovano direttamente nel fascio di radiazione primaria. A lungo termine, un'esposizione alle radiazioni può generare numerosi danni alla salute, come un maggiore rischio di sviluppare cancro, cataratte e danni cutanei.

I pannelli schermanti per radiazioni di Medline riducono l'esposizione alle radiazioni diffuse. Questi pannelli schermanti senza piombo possono essere facilmente fissati con nastro adesivo posto tra la fonte di radiazioni e l'operatore sanitario. L'ampia gamma offre una protezione media di circa l'84% e un'alta protezione fino al 90%. È disponibile in varie taglie così da coprire un'estesa varietà di procedure.


Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Protezione
RFBPS100LN	RBPS100L	Pannello schermante per radiazioni - Small	41 x 28 cm	Media
RBFPS101LN	RBFPS101L	Pannello schermante per radiazioni - Large	41 x 41 cm	Media
RPBFPS102N	RPBFPS102	Pannello schermante per radiazioni a L	41 x 33 x 20 cm	Alta
RBFPS105LN	RBFPS105L	Pannello schermante femorale per radiazioni	41 x 36 cm	Media




RBFPS100LN



RBFPS101LN



RBFPS102N



RBFPS105LN

Camici

Medline offre la più vasta gamma di camici chirurgici a prezzi competitivi sul mercato e fornisce un equilibrio eccellente tra protezione e comfort.


Materiali dei camici

Rinforzo

Per i camici chirurgici, Medline offre due tipi di rinforzi:

- Rinforzo del tessuto: consiste nell'aggiungere lo stesso strato di materiale standard sia sulla parte dell'addome che sulle maniche.
- Polirinforzato (PE): strato di polietilene e polipropilene sia sul davanti che sulle maniche del camice.

Colore del colletto per la codifica



Camice standard

- Colletto viola

Camice rinforzato in tessuto

- Colletto bianco

Camice rinforzato in PE

- Colletto blu

UltraGard

Composti da 35 g/m² SMS, questi camici sono leggeri e traspiranti e, in certa misura, naturalmente idrorepellenti.

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Nucleo
SPTE-E3506 NS-E3510	E3606CE E3510CEA	Camice, standard, L Camice, polirinforzato, L	120 cm	✓
NS-FE3545 NS-E3540	FE3545CE E3540CEA	Camice, standard, XL Camice, polirinforzato, XL	140 cm	✓
E3516-BULK E3513-BULK	E3616CE E3513CE	Camice, standard, XLL Camice, polirinforzato, XLL	150 cm	✓

Essential

Composti da 35 g/m² SMS, questi camici sono pensati per essere idrorepellenti.

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Nucleo
S3506-BULK SPTE-S3508 S3510-BULK	S3506CEC S3508CEC S3510CEC	Camice, standard, L Camice, rinforzato in tessuto, L Camice, polirinforzato, L	120 cm	✓
S3545B-BULK SPTE-S3509	S3545CEC S3509CEC	Camice, standard, XL Camice, rinforzato in tessuto, XL	130 cm	✓
FS3545-BULK S3540-BULK	FS3545CEA S3540CEC	Camice, standard, XL Camice, polirinforzato, XL	140 cm	✓
S3516-BULK S3512-BULK S3513-BULK	S3516CEC S3512CEC S3513CEB	Camice, standard, XLL Camice, rinforzato in tessuto, XLL Camice, polirinforzato, XLL	150 cm	✓
S3585A-BULK NS-S3511 NS-S3581	S3585CEC S3511CEC S3581CEB	Camice, standard, 2XLL Camice, rinforzato in tessuto, 2XLL Camice, polirinforzato, 2XLL	170 cm	✓

Advanced

Composti da 41 g/m² SMS, questi camici sono pensati per essere idrorepellenti.

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Nucleo
SPTE-OP9506 SPTE-OP9508 OP9510A-BULK	OP9506CEA OP9508CEA OP9510CE	Camice, standard, XL Camice, rinforzato in tessuto, XL Camice, polirinforzato, XL	130 cm	-
OP9507B-BULK OP9509B-BULK SPTE-OP9540	OP9507CEA OP9509CEA OP9540CE	Camice, standard, XL Camice, rinforzato in tessuto, XL Camice, polirinforzato, XL	140 cm	-
OP9516A-BULK OP9512B-BULK OP9513A-BULK	OP9516CEB OP9512CE OP9513CE	Camice, standard, XLL Camice, rinforzato in tessuto, XLL Camice, polirinforzato, XLL	150 cm	-
NS-OP9585 OP9583-BULK NS-OP9581	OP9585CE OP9583CE OP9581CE	Camice, standard, 2XLL Camice, rinforzato in tessuto, 2XLL Camice, polirinforzato, 2XLL	170 cm	-


Tutti i riferimenti sterili dei camici chirurgici sono imballati con salviette asciugamani. I camici Ultragard e Essential sono disponibili anche in imballaggi sterili.

Protezione delle apparecchiature


Per proteggere al meglio le vostre apparecchiature durante gli interventi, vi invitiamo a selezionare coperture di dimensioni e forma adeguate. Le nostre coperture sono realizzate in film trasparente in PE di alta qualità con dimensioni adattate ai diversi tipi di dispositivi presenti sul mercato.

Sacche con bande


Sacche con bande rotonde



BB14BA-BULK



NS-BB20P




BB24WA-BULK


Riferimento SPT	Riferimento sterile	Colore banda elastica	Diametro	Altezza	Larghezza se allungata	Nucleo
NS-BB7Y	-	Giallo	20 cm	18 cm	35 cm	-
NS-BB11R	ICE60020S	Rosso	30 cm	25 cm	55 cm	-
BB14BA-BULK	ICE60028S	Blu	45 cm	35 cm	70 cm	✓
NS-BB18P	ICE60030S	Borgogna	56 cm	40 cm	80 cm	✓
NS-BB20P	ICE60040S	Rosa	58 cm	50 cm	100 cm	✓
NS-BBG070	-	Giallo	70 cm	60 cm	120 cm	-
BB24WA-BULK	ICE60050S	Bianco	72 cm	60 cm	120 cm	✓
NS-BB28W	-	Bianco	80 cm	72 cm	135 cm	-
SPTE-BB30W	-	Blu	82 cm	76 cm	135 cm	-
NS-BB20097	-	Bianco	66 cm	100 cm	200 cm	-

Sacche con bande rettangolari


Riferimento SPT	Riferimento sterile	Colore banda elastica	Diametro	Altezza	Nucleo
SPTE-BB3020	-	Blu	76 cm	51 cm	-
SPTE-BB3620	-	Blu	91 cm	51 cm	-
SPTE-BB3030	-	Blu	76 cm	76 cm	-
SPTE-BB3630	-	Blu	91 cm	76 cm	-
SPTE-BB4030	-	Blu	102 cm	76 cm	-
BB3538B-BULK	ICEBBG095	Marrone	95 cm	85 cm	✓
NS-BB8090	ICE8090	Bianco	36/80 cm	90 cm	✓
NS-BB90120	ICE90120	Blu	30/90 cm	120 cm	-
NS-ICE63036R	ICE63036R	Bianco	76 cm	91 cm	-
SPTE-BB4436	-	Blu	112 cm	91 cm	-
SPTE-BB4040	-	Blu	102 cm	102 cm	✓
NS64848S	ICE64848S	Bianco	122 cm	122 cm	-
BB3850G-BULK	ICE63654S	Verde	95 cm	130 cm	✓
SPTE-BB5656	ICE65656S	Bianco	142 cm	142 cm	-



BB3538B-BULK




NS-BB8090




SPTE-BB4040

Coperture per arco a C




ICE8232




DYNJPE4526
NS-ICE4530

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Specifiche	Misura	Nucleo
DYNJE4526	DYNJE4526	Set arco a C Philips BV300	2 coperture circolari e 1 copertura per arco con molla metallica	60 x 115 cm | 70 x 130 cm e 30 x 198 cm	-
NS-ICE4530	DYNJE4530	Set arco a C Philips BV25/26	2 coperture circolari e 1 copertura per arco con molla metallica	60 x 115 cm e 30 x 198 cm	-
ICE8232	ICE8232	Dimensioni complete Kit arco a C	1 copertura rettangolare e 1 copertura per arco con clip	10 x 205 cm e 75 x 75 cm	-
38797	ICE4400	Dimensioni complete Telo per arco a C	Film in polietilene trasparente e drappeggiabile con 3 fasce adesive in polietilene	104 x 188 cm	✓
ICE4430	ICE4430	Sagomato Telo per arco a C	Film in polietilene trasparente e drappeggiabile con 4 fasce adesive in polietilene	152 x 267 cm	-




38797




ICE4430

Altre coperture


Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Specifiche	Misura	Nucleo
NS-ICE1012	ICE1012	Copertura per schermo	2 strisce adesive e 2 linguette adesive	91 x 110 cm	-
NS-ICE35975	ICE35975	Coperture per strumenti	3 linguette adesive	150 x 190 cm	-
DYNJE4635	DYNJE4635	Coperture per telecomando	-	10 x 28 cm	-
NS-ICE1013	-	Coperture per pannello schermante per raggi X	Copertura rettangolare con linguetta adesiva	105 x 70 cm, estenso: 105 x 95 cm	-
NS-ICE273	-	Coperture per telecomando	1 striscia adesiva	8 x 185 cm	-



NS-ICE1012



NS-ICE35975



NS-ICE1013

Contenitori

Grazie all'ampia selezione di coppette, ciotole e vassoi, è possibile trovare facilmente la dimensione più adatta alle proprie esigenze. Le linguette sulle nostre ciotole e i nostri vassoi aiutano a introdurre i fili, e la loro grande capienza di liquidi permette una buona immersione degli strumenti.

Coppette graduate

Riferimento SPT	Colore	Volume	Diametro	Altezza	Nucleo
48013-EU	Trasparente	60 ml	4,7 cm	5 cm	✓
49477-EU	Blu	60 ml	4,7 cm	5 cm	✓
49478-EU	Rosso	60 ml	4,7 cm	5 cm	✓
9082EU	Trasparente	60 ml	5,8 cm	3 cm	✓
49475-EU	Giallo	60 ml	4,7 cm	5 cm	✓
49476-EU	Verde	60 ml	4,7 cm	5 cm	✓
9082EU-GR	Verde	60 ml	5,8 cm	3 cm	-
9082EU-B	Blu	60 ml	5,8 cm	3 cm	-
PLBWGRTR120	Trasparente	120 ml	7,7 cm	3 cm	✓
30395PKA-EU	Rosso	120 ml	7,7 cm	3 cm	✓
30395GR-EU	Verde	120 ml	7,7 cm	3 cm	✓
PLBWGRTR120-R	Rosso	120 ml	7,7 cm	3 cm	-
PLBWGRTR120-B	Blu	120 ml	7,7 cm	3 cm	-
BVGP150-EU	Trasparente	150 ml	7,5 cm	5 cm	✓
PLBWGRTR150-B	Blu	150 ml	8,6 cm	3 cm	✓
PLBWGRTR150-R	Rosso	150 ml	8,6 cm	3 cm	-
PLBWGRTR150	Trasparente	150 ml	8,6 cm	3 cm	-
PLBWGRTR250	Trasparente	250 ml	8,5 cm	5,5 cm	✓
PLBWGRTR250-B	Blu	250 ml	8,5 cm	5,5 cm	✓
84892PK-EU	Rosso	250 ml	9 cm	5,5 cm	✓
84892Y-EU	Giallo	250 ml	9 cm	5,5 cm	-
84892GR-EU	Verde	250 ml	9 cm	5,5 cm	-
84891-EU	Trasparente	500 ml	11,7 cm	6 cm	✓
47969-EU	Blu	500 ml	11,7 cm	6 cm	✓
84891Y-EU	Giallo	500 ml	11,7 cm	6 cm	-
80302-EU	Blu	1.000 ml	15 cm	7,5 cm	✓
84888-EU	Trasparente	1.000 ml	11 cm	7,5 cm	✓
84888PK-EU	Rosa	1.000 ml	11 cm	7,5 cm	-
80301-EU	Blu	1.500 ml	16 cm	9 cm	✓
48005-EU	Blu	2.500 ml	22 cm	9 cm	✓



30395PKA-EU

BVGP150-EU



84892PK-EU



80301-EU



48005-EU



Ciotole con linguette



- Forniscono una collocazione stabile mentre ci si prepara alla procedura
- Facilmente afferrabili anche indossando i guanti chirurgici
- 5 linguette che assicurano che i fili stiano fermi

Riferimento SPT	Colore	Volume	Diametro	Altezza	Nucleo
96360-EU	Blu	2.500 ml	22 cm	9 cm	✓
80986-EU	Blu	2.500 ml	22 cm	8 cm	-
119542-EU	Blu	5.000 ml	27 cm	10 cm	-
80988	Trasparente	Coperchio per 80986-EU			-



96360-EU



119542-EU

Vassoi

Riferimento SPT	Linguette	Colore	Volume	Misura	Nucleo
49721-EU	No	Blu	3.000 ml	31 x 24 x 7 cm	✓
80005-EU	Sì	Blu	6.000 ml	44 x 31 x 6,5 cm	✓
80006-EU	Sì	Blu	8.000 ml	55 x 32 x 6,5 cm	-
47544-EU	No	Bianco	9.000 ml	43 x 29,5 x 10 cm	✓



49721-EU



80005-EU

Siringhe

La gamma di siringhe Medline offre numerose opzioni: sono disponibili le siringhe luer-lock o luer-slip, trasparenti o colorate.

Siringhe trasparenti in polipropilene

Siringhe luer-slip



9098-EUA

Riferimento SPT	Centrato	Elementi	Volume	Nucleo
303172-EU	Sì	3	1 ml	-
300199	Sì	2	2 ml	-
9098-EUA	Sì	3	2 ml	✓
83083	Sì	3	3 ml	✓
309040	No	2	5 ml	-
83085A	Sì	3	5 ml	✓
301360	No	2	10 ml	✓
9056-EUC	No	3	10 ml	✓
309210	No	2	20 ml	✓
9061-EUA	No	3	20 ml	✓

Siringhe luer-lock

Riferimento SPT	Centrato	Elementi	Volume	Nucleo
91881-EUA	Sì	3	1 ml	-
83084A	Sì	3	3 ml	✓
83086A	Sì	3	5 ml	✓
83082A	Sì	3	10 ml	✓
83088A	Sì	3	20 ml	✓
CH03030LL	Sì	3	30 ml	✓
CH03050LL	Sì	3	60 ml	✓



83082A

Siringhe colorate in polipropilene

Siringhe luer-slip centrate

Riferimento SPT	Colore	Elementi	Volume	Nucleo
13IN-100312-D	Verde	3	10 ml	-
13IN-100307-D	Blu	3	10 ml	-
13IN-100313-D	Rosso	3	10 ml	-
13IN-100314-D	Giallo	3	10 ml	-
13IN-200311-D	Verde	3	20 ml	-
13IN-200303-D	Blu	3	20 ml	-
13IN-200309-D	Rosso	3	20 ml	-
13IN-200310-D	Giallo	3	20 ml	-



13IIN-100313-D

Siringhe luer-lock centrate

Riferimento SPT	Colore	Elementi	Volume	Nucleo
13IN-100309-D	Blu	3	10 ml	-
13IN-100310-D	Rosso	3	10 ml	-
13IN-100311-D	Giallo	3	10 ml	-
13IN-200307-D	Blu	3	20 ml	-
13IN-200308-D	Rosso	3	20 ml	-



13IN-100311-D

Siringhe colorate in policarbonato

Fabbricate per resistere alla massima pressione, le siringhe in policarbonato sono pensate principalmente per l'uso nell'ambito cardiovascolare. Con un luer lock maschio fisso, queste siringhe a tre pezzi sono disponibili in diversi colori, permettendo di trovare quello più adatto a ciascuna procedura.

Riferimento SPT	Colore	Volume	Nucleo
10351100	Bianco	1 ml	-
10351400	Rosso	1 ml	-
10351600	Verde	1 ml	-
10341100	Bianco	3 ml	-
10341500	Giallo	3 ml	-
10341400	Rosso	3 ml	-
10341200	Blu	3 ml	-
10331600	Verde	6 ml	-
10331200	Blu	6 ml	-
10301100	Bianco	10 ml	✓
10301500	Giallo	10 ml	✓
10301600	Verde	10 ml	-
10301400	Rosso	10 ml	✓
10301200	Blu	10 ml	✓
10311100	Bianco	20 ml	-
10311500	Giallo	20 ml	-
10311600	Verde	20 ml	-
10311400	Rosso	20 ml	-
10311200	Blu	20 ml	-
10321200	Blu	30 ml	-



Siringhe per controllo angiografico

Namic è il marchio di fiducia per le siringhe angiografiche, progettate con un unico cilindro che richiede meno forza, con lumi più grandi che assicurano meno resistenza durante l'iniezione e l'aspirazione.

- Iniezioni delicate e controllate
- Portate superiori alla media
- Trasparenza per un facile rilevamento di bolle



80085003 80085007 80095007 80095107 80505103 80087003

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Dimensione del cilindro	Tipo di stantuffo	Tipo di impugnatura	Vestibilità	Serbatoio da 0,5 ml	Nucleo
80085003	70085003	10 ml	Anello per il pollice	Anello per le dita	MLL	Sì	-
80085007	70085007	10 ml	Anello per il pollice	Anello per le dita	RA	Sì	-
80095007	70095007	10 ml	Cuscinetto per il palmo	Anello per le dita	RA	Sì	-
80095107	70095107	10 ml	supporto per il palmo	Presa per le dita	RA	Sì	-
80505103	70505103	10 ml	supporto per il palmo, blu	Presa per le dita	MLL	Sì	-
80087003	70087003	12 ml	Anello per il pollice	Anello per le dita	MLL	Sì	-
80087007	70087007	12 ml	Anello per il pollice	Anello per le dita	RA	Sì	✓
80097107	70097107	12 ml	supporto per il palmo	Anello per le dita	RA	Sì	-

Aghi

Grazie alla nostra ampia gamma, potrete trovare aghi ipodermici e angiografici che soddisfino tutti i vostri bisogni per le procedure di radiologia interventistica. Sono disponibili altre taglie - contattate il vostro rappresentante commerciale, sarà felice di fornire ulteriori informazioni.


Aghi ipodermici

Riferimento SPT	Colore	Lunghezza	Calibro	Nucleo
ST18-38-10	Rosa	3,8 cm	18 g	✓
ST20-38-10	Giallo	3,8 cm	20 g	✓
ST20-70-10	Giallo	7 cm	20 g	✓
ST21-38-10	Verde	3,8 cm	21 g	✓
ST22-32-10	Nero	3,2 cm	22 g	✓
ST22-38-10	Nero	3,8 cm	22 g	✓
ST23-25-10	Blu	2,5 cm	23 g	✓
ST23-32-10	Blu	3,2 cm	23 g	✓
ST25-16-10	Arancione	1,6 cm	25 g	✓
ST25-25-10	Arancione	2,5 cm	25 g	✓
ST27-20-10	Grigio	2 cm	27 g	✓
ST30-13-10	Giallo chiaro	1,3 cm	30 g	-



Aghi ipodermici di sicurezza

Riferimento SPT	Colore	Lunghezza	Calibro	Nucleo
SN1815	Rosa	3,8 cm	18 g	-
SN2010	Giallo	2,5 cm	20 g	-
SN2115	Verde	4 cm	21 g	✓
SN22125	Grigio scuro	3,2 cm	22 g	-
SN2310	Blu	2,5 cm	23 g	-
SN2558	Arancione	1,6 cm	25 g	-
SN2712	Grigio chiaro	1,25 cm	27 g	-





Aghi per accesso vascolare

Riferimento SPT	Descrizione	Lunghezza	Calibro	Nucleo
502-652	A incastro, monopezzo, parete sottile con alette	7 cm	18 g	-
UNI502652	A incastro, monopezzo, parete sottile	7 cm	18 g	✓
UNI502654	A incastro, monopezzo, parete sottile	7 cm	19 g	✓
UNI-AN19X70/1BC	Senza alette, monopezzo	7 cm	19 g	-
UNI-AN/WING	Aletta compatibile con gli aghi angiografici UNI502652 e UNI502654	-	18/19 g	-
10604000	Senza alette, monopezzo, raccordo trasparente	4 cm	21 g	-

UNI502652



UNI502654



UNI-AN19X70/1BC

UNI-AN/WING

Introduttori

Grazie alla transizione unica e fluida dalla guaina al dilatatore, l'introduttore garantisce un accesso vascolare non traumatico. Il rispettivo dilatatore con luer locking è progettato per garantire un collegamento sicuro alla guaina. Inoltre, il design ottimizzato della valvola garantisce la tenuta immediata del raccordo per prevenire perdite, consentendo al contempo un facile inserimento del catetere. Il collare flessibile con linguetta di sutura impedisce alla guaina di piegarsi, mentre il fusto della guaina è realizzato con materiale di contrasto ai raggi X.

Iniziate la procedura con un semplice accesso.

- Design atraumatico
- Transizione graduale tra guaina e dilatatore
- Raccordo ergonomico

Introduttori radiali

Per minimizzare il rischio di cicatrici o danni durante la cateterizzazione, questi introduttori sono progettati per un accesso radiale delicato.

Riferimento SPT	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Nucleo
10102200	Introduttore 5FR con dilatatore per fili guida fino a 0,021 pollici.	11 cm	5 Fr	-
10102300	Introduttore 6FR con dilatatore per fili guida fino a 0,021 pollici.	11 cm	6 Fr	-



Introduttori femorali

Questi introduttori sono utilizzati per l'introduzione nell'arteria femorale durante le procedure vascolari.

Riferimento SPT	Descrizione	Lunghezza	Diametro	Nucleo
10101200	Introduttore 5FR con dilatatore per fili guida fino a 0,038 pollici.	11 cm	5 Fr	-
10101300	Introduttore 6FR con dilatatore per fili guida fino a 0,038 pollici.	11 cm	6 Fr	-
10101400	Introduttore 7FR con dilatatore per fili guida fino a 0,038 pollici.	11 cm	7 Fr	-
10101500	Introduttore 8FR con dilatatore per fili guida fino a 0,038 pollici.	11 cm	8 Fr	-




Fili guida

Costruiti per un inserimento delicato e un facile posizionamento del catetere nel sistema vascolare, i fili guida di Medline possiedono un design atraumatico.

Fili guida a nucleo fisso

Punta a J

Riferimento SPT	Diametro	Lunghezza	Punta	Rigidità	Rivestimento	Nucleo
J1.5- C-035-150	0,035 pollici.	150 cm	1,5 mm J	Standard	PTFE	-
J3-018-45	0,018 pollici.	45 cm	3 mm J	Standard	Non rivestito	-
J3-C-018-45	0,018 pollici.	45 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
J3-C-018-180	0,018 pollici.	180 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
J3-C-018-220	0,018 pollici.	220 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
J3-C-021-45	0,021 pollici.	45 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
J3-035-45	0,035 pollici.	45 cm	3 mm J	Standard	Non rivestito	-
J3-C-035-45	0,035 pollici.	45 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
J3-C-035-80	0,035 pollici.	80 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
GW351JF	0,035 pollici.	150 cm	3 mm J	Standard	PTFE	✓
GW352JF	0,035 pollici.	180 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
H-J3-C-035-180	0,035 pollici.	180 cm	3 mm J	Rigido	PTFE	-
GW356JF	0,035 pollici.	220 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
H-J3-C-035-220	0,035 pollici.	220 cm	3 mm J	Rigido	PTFE	-
GW353JF	0,035 pollici.	260 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
HXXJ3-C-035-260	0,035 pollici.	260 cm	3 mm J	Super rigido	PTFE	-
J3-C-038-60	0,038 pollici.	60 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
GW381JF	0,038 pollici.	150 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-




Dritto

Riferimento SPT	Diametro	Lunghezza	Punta	Rigidità	Rivestimento	Nucleo
S-C-018-45	0,018 pollici.	45 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
S-C-018-70	0,018 pollici.	70 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
S-C-018-180	0,018 pollici.	180 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
S-C-018-220	0,018 pollici.	220 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
GW351SF	0,035 pollici.	150 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
GW352SF	0,035 pollici.	180 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
H-S-C-035-180	0,035 pollici.	180 cm	Dritto	Rigido	PTFE	-
S-C-035-220	0,035 pollici.	220 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
H-S-C-035-220	0,035 pollici.	220 cm	Dritto	Rigido	PTFE	-
GW353SF	0,035 pollici.	260 cm	Dritto	Standard	PTFE	-
HXX-S-C-035-260	0,035 pollici.	260 cm	Dritto	Super rigido	PTFE	-



A doppia estremità

Riferimento SPT	Diametro	Lunghezza	Punta	Rigidità	Rivestimento	Nucleo
D-SJ3-C-035-45	0,035 pollici.	45 cm	Doppia dritta / 3 mm J	Standard	PTFE	-
D-SJ3-C-035-150	0,035 pollici.	150 cm	Doppia dritta / 3 mm J	Standard	PTFE	-
D-SJ3-C-035-180	0,035 pollici.	180 cm	Doppia dritta / 3 mm J	Standard	PTFE	-



Fili guida a nucleo scorrevole

Punta a J

Riferimento SPT	Diametro	Lunghezza	Punta	Rigidità	Rivestimento	Nucleo
M-J3-C-035-80	0,035 pollici.	80 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-
M-J3-C-035-260	0,035 pollici.	260 cm	3 mm J	Standard	PTFE	-



Accessori interventistici

Dispositivi di coppia

Il dispositivo di coppia aiuta a guidare il filo monouso nel sito target e facilita la manipolazione dello stesso nella vena o arteria. I nostri dispositivi di coppia sono dotati di un collare di metallo.

Riferimento SPT	Per la lunghezza dei fili guida	Nucleo
10903000	0,014 to 0,025 pollici	-
10903010	0,025 to 0,035 pollici	-
10903020	0,035 to 0,038 pollici	-



Strumento di inserimento

Lo strumento di inserimento del filo guida metallico offre supporto durante l'inserimento e il passaggio attraverso la valvole emostatiche e aiuta a proteggere le punte delicate dei fili guida.

Riferimento SPT	Diametro del filo	Lunghezza	Nucleo
10610000	0,018 pollici.	10 cm	-



Valvole emostatiche

Le valvole emostatiche minimizzano la perdita di sangue quando un catetere viene inserito in una vena durante una procedura angiografica e ottimizza il controllo dei dispositivi per interventistica.

Adattatore a Y

Riferimento SPT	Tipo	Per un catetere fino a	Nucleo
10200000	Tuohy borst	8,5 FR (2,8 mm)	-
10201001	Push-pull	8 FR (2,7 mm)	-



10200000

Valvole di ritegno

Riferimento SPT	Tipo	Collegamento	Pressione	Nucleo
VALARB02	A senso unico	MLL/FLL	0,3 psi	-
VALBDDN02	Bidirezionale	MLL/FLL	60 psi	-



VALARB02

Dispositivo di gonfiaggio

- Il dispositivo monouso da 20 ml produce una pressione massima di 30 ATM/bar
- Dotato di un sistema di stantuffo filettato con levetta di blocco/rilascio, un tubo di estensione flessibile ad alta pressione, e un rubinetto d'arresto a tre vie a media pressione
- Progettato per generare pressione positiva e negativa e monitorare la pressione positiva in un intervallo da 0 a +30 ATM/bar (da 0 a +441 PSI)




Fino a 30 atm di pressione

Misuratore luminescente per letture facili e accurate anche in condizioni di scarsa illuminazione

Siringa trasparente in policarbonato che garantisce gonfiaggi accurati fino a un volume di 20 ml

Design ergonomico con impugnatura a rilascio rapido

Tubo intrecciato di 30 cm 1.200 PSI ad alta pressione per un collegamento flessibile tra i cateteri



Rubinetto d'arresto a tre vie a media-pressione per un facile risciacquo

Controllo preciso del livello di gonfiaggio con una semplice rotazione dello stantuffo filettato

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Volume	Pressione	Nucleo
DYNJ2INFLT	DYNJ2INFLT	20 ml	30 ATM	-

Gestione dei fluidi

Prodotti Namic per la gestione dei fluidi

Per fornire i massimi livelli di assistenza, gli attuali laboratori vascolari e di radiologia devono essere in grado di supportare una gamma sempre più ampia di procedure. Per questo è importante essere dotati di dispositivi su cui è sempre possibile contare per fornire prestazioni costanti.

Per più di 40 anni, i prodotti Namic per la gestione dei fluidi sono stati un punto di riferimento a livello di qualità e di affidabilità per cardiologi, tecnici e personale sanitario. Rifornite il vostro laboratorio di cateterizzazione e il dipartimento di radiologia interventistica con prodotti intuitivi per accesso, gestione dei fluidi e monitoraggio del paziente.

L'impegno di Namic per lo sviluppo di prodotti di qualità ha portato a un ampio portfolio di prodotti, progettato per andare incontro a tutte le sfide che emergono dal laboratorio di cateterizzazione.

Medline lavora con voi per capire l'intero campo di applicazione del prodotto e le sfide operative, aiutandoti a identificare lacune, espedienti, opportunità e soluzioni. Grazie a questa collaborazione, Medline aiuta a semplificare le vostre operazioni per fornire un'assistenza ottimale al paziente.

Contattate il vostro account manager per conoscere la disponibilità dei prodotti nel vostro Paese.



Gestione dei fluidi per kit procedurali sterili (SPT)

La gamma per la gestione dei liquidi per i vostri SPT comprende i prodotti più richiesti della gamma Namic. Dai rubinetti d'arresto ai tubi per iniezione di prodotto di contrasto e per il monitoraggio della pressione, ora potrete beneficiare della pluriennale esperienza di Namic per i vostri SPT.



Rubinetti d'arresto

Qualità e affidabilità sono fondamentali nel vostro laboratorio. È per questo che i rubinetti d'arresto Namic sono progettati con caratteristiche speciali: impugnature facili da ruotare, una superficie testurizzata e antiscivolo; attacchi luer di precisione, lumi ampi e corpo in policarbonato trasparente e resistente.



Luer lock maschio fisso (MLL)

- Orientamento del port non controllato
- Fisso quando collegato



Giunto rotante (rotating collar, RC)

- Orientamento del port impostato dall'utente
- Fisso quando collegato



Adattatore rotante (RA)

- Orientamento del port impostato dall'utente
- Movibile quando fissato





Rubinetti di arresto a 1 via

Interrompono il flusso in una singola linea

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Pressione	Vestibilità	Colore impugnatura	Nucleo
80015015	70015015	200 psi	RC	Bianco	-
80055017	70055017	1.050 psi	MLL	Blu scuro	✓



80015015



80055017

Rubinetti di arresto a 3 vie

Apertura dall'accesso principale, da quello laterale o OFF

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Pressione	Vestibilità	Colore impugnatura	Nucleo
80015000	70015000	200 psi	MLS	Bianco	-
80015002	70015002	200 psi	RC	Bianco	-
80035002	70035002	400 psi	RC	Azzurro	-
80035008	70035008	400 psi	RA a sinistra	Azzurro	-
80035009	70035009	400 psi	RA a destra	Azzurro	-
80055003	70055003	1.050 psi	MLL	Blu scuro	-
80055008	70055008	1.050 psi	RA a sinistra	Blu scuro	-
80055009	70055009	1.050 psi	RA a destra	Blu scuro	✓
AM0109	-	1.200 psi	RA a destra	Bianco	-


80015000


80015002


80035008


80055003


80055008


80055009

Apertura dall'accesso principale, da quello laterale o ON

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Pressione	Vestibilità	Colore impugnatura	Nucleo
AM0101	-	200 psi	RC	Bianco	-
AM0101B	-	200 psi	RA	Blu	-

Rubinetti di arresto a 4 via

Con l'impugnatura a 360°, i rubinetti d'arresto a 4 vie permettono all'accesso principale, quello laterale o OFF di essere aperti anche tutti e tre insieme.

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Pressione	Vestibilità	Colore impugnatura	Nucleo
80015012	70015012	200 psi	RC	Rosso	-
80516901	-	200 psi	FLL	Bianco	-
840035012	70035012	400 psi	RC	Rosso	-


80015012

Rubinetti d'arresto con estensioni

Con estensione di linea di pressione 200 psi

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Pressione	Vestibilità	Lunghezza PML	Nucleo
80703050	90703050	200 psi	MLL	Pediatrico 11 cm	-
80703062	90703062	200 psi	MLL	15 cm	-
80703122	90703122	200 psi	MLL	30 cm	-



Collettori

I collettori sono progettati per accedere a sistemi di soluzione fisiologica, di contrasto, di monitoraggio della pressione e gestione dei rifiuti. Usate un componente singolo del pacchetto o unitelo per creare un kit personalizzato.

- Policarbonato trasparente per un facile rilevamento di bolle
- Facile da usare con impugnature morbide da ruotare

Pressione media - 200 psi

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Port	Impugnatura	Orientamento	Nucleo
84038200	-	2	OFF	Destra	-
840411207	-	2	STAR OFF	Destra	-
80038200	70038200	2	OFF	Destra	-
80038303	70038300	3	ON	Destra	-
80038301	70038301	3	OFF	Destra	-
84038301	-	3	OFF	Destra	-
840336301	-	3	STAR OFF	Destra	-
840411509	-	3	STAR OFF	Destra	-

Pressione alta– 500 psi

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Port	Impugnatura	Orientamento	Nucleo
80037200	70037200	2	OFF	Destra	-
80037202	70037202	2	ON	Destra	-
80037303	70037303	2	ON	Sinistra	-
80037212	70037212	2	OFF	Sinistra	-
AM0202	-	3	OFF	Destra	-
AM0301	-	3	OFF	Destra	-
80037301	70037301	3	OFF	Destra	-
AM0302	-	2	OFF	Destra	-
80037313	70037313	3	OFF	Sinistra	-
849000127	-	3			-
80037303	70037303	3			-

Collettore di compensazione

Per migliorare la fedeltà della forma d'onda, il trasduttore viene posizionato più vicino al cuore del paziente e alla fonte di pressione rispetto a versioni standard montate su asta.

- Consente a un unico operatore nel campo sterile di azzerare ed eliminare le bolle
- Usato con un tubo per il monitoraggio della pressione che compensa il movimento del collettore per mantenere costanti le letture della pressione
- Meno necessità di manipolazione del rubinetto d'arresto
- Flessibilità: alta
- Trasparenza. media

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Port	Impugnatura	Orientamento	Nucleo
80058207	70058207	2	OFF	Destra	-
80058208	70058208	2	ON	Destra	-
80058307	70058307	3	OFF	Destra	-
80058308	70058308	3	ON	Destra	-
840411503	-	3	STAR OFF	Destra	-
840258407	-	4	OFF	Destra	-
840411508	-	4	STAR OFF	Destra	-

Collettore di monitoraggio

- Collettore a corpo unico con trasduttore integrale
- Nessun bisogno di compensazione con tubo per il monitoraggio della pressione
- Pressioni precise a livello cardiaco

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Port	Impugnatura	Orientamento	Nucleo
80038208	70038208	2	ON	Destra	-
80038308	70038308	3	ON	Destra	-



80058307

Tubi per il monitoraggio della pressione

I tubi per il monitoraggio della pressione (PML) vengono usati per trasferire il valore della pressione del paziente a un trasduttore per la pressione monouso.


Tubi per il monitoraggio della pressione per adulti

- Materiale dei tubi: PVC (Polivinilcloruro)
- Valutazione della pressione: non classificata (nota: non iniettare prodotto di contrasto attraverso i tubi per il monitoraggio della pressione)
- Diametro interno: 1,50 mm (0,059 pollici)
- Diametro esterno: 3,25 mm (0,128 pollici)






Riferimento SPT	Riferimento sterile	Lunghezza	Vestibilità	Nucleo
80641122	90701122	31 cm	FLL - MLL	-
80641242	90701242	61 cm	FLL - MLL	-
80642242	90702242	61 cm	MLL - MLL	-
80641482	90701482	122 cm	FLL - MLL	✓
80642482	90702482	122 cm	MLL - MLL	-
80641602	90701602	152 cm	FLL - MLL	-
80641722	90701722	183 cm	FLL - MLL	-
80642722	90702722	183 cm	MLL - MLL	-
80641842	90701842	213 cm	FLL - MLL	-



Trasduttori per la pressione monouso

I trasduttori monouso Namic sono progettati per fornire una miglior esperienza al paziente attraverso un ampio spettro di soluzioni innovative e basate sui risultati. Questo assicura la precisione della forma d'onda e l'affidabilità del monitoraggio della pressione sanguigna.




- Un percorso trasparente, visibile e fluido rende più facile il risciacquo e l'eliminazione delle bolle nel tubo
- Misurazioni accurate e in tempo reale della pressione interna



Riferimento SPT	Riferimento sterile	Rubinetti d'arresto	Dispositivo di lavaggio	Lunghezza del cavo	Nucleo
H965800300131	70030013	No	No	61 cm	-
70400057	70400057	1 via	No	122 cm	-
70036001	70036001	3 vie	3 ml/ora	61 cm	-

Sistema per la somministrazione di fluidi

Progettato per soluzione fisiologica o di mezzo di contrasto in sale operatorie e laboratori. Usato come unico componente o insieme ad altri dispositivi per creare un kit di iniezione manuale personalizzato.



- Il morsetto a rullo permette di regolare il flusso
- Disponibile con e senza filtro micron
- Disponibile con e senza bocchetta
- Camera di gocciolamento Macro (20 gocce/ml)
- Camera di gocciolamento Micro (60 gocce/ml)
- Disponibile in diverse colorazioni

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Lunghezza	Diametro	Con bocchetta	Colore	Camera/punta
849000056	-	183 cm	L	Sì	Blu	Punta
843838075	-	183 cm		Sì	Giallo	Micro gocciolamento
843638174	-	183 cm		No	Blu	Micro gocciolamento
849300084	-	183 cm	L	Sì	Trasparente	Punta
845638095	-	183 cm	L	Sì	Giallo	Punta
843827430	-	183 cm		Sì	Trasparente	Macro gocciolamento
849000090	-	213 cm		Sì	Blu	Punta
849300097	-	213 cm		Sì	Trasparente	Micro gocciolamento
849000089	-	213 cm		Sì	Rosso	Punta
849300093	-	213 cm	L	Sì	Trasparente	Punta
849000045	-	243 cm		Sì	Trasparente	Micro gocciolamento
849300113	-	244 cm		Sì	Blu	Micro gocciolamento
849300114	-	244 cm		Sì	Giallo	Micro gocciolamento
849300110	-	244 cm	L	Sì	Giallo	Punta
849300181	-	274 cm		Sì	Trasparente	Pompa
840427015	-	343 cm		No	Trasparente	Micro gocciolamento
849000222	-	343 cm		No	Blu	Micro gocciolamento
849000221	-	343 cm		No	Rosso	Micro gocciolamento
849000223	-	343 cm		No	Giallo	Micro gocciolamento
849000224	-	343 cm		No	Verde	Micro gocciolamento



Tubi per iniezione di prodotto di contrasto

I tubi per iniezione di prodotto di contrasto sono pensati per iniezioni ad alta pressione. La tua miglior scelta per flessibilità e resistenza.

- Attacchi stampati ad iniezione
- Tubo trasparente per un facile rilevamento di bolle
- Collegamenti sicuri dei cateteri

HPCIL

- 1.000 psi (69 bar)
- Tubo in PVC ultra-trasparente, monostrato per una facile eliminazione delle bolle
- Diametro interno: 2,26 mm (0,089 pollici)
- Diametro esterno: 4,78 mm (0,188 pollici)
- Flessibilità: bassa
- Trasparenza: alta



Riferimento SPT	Riferimento sterile	Lunghezza	Pressione	Vestibilità	Nucleo
88001103	91001103	25 cm	1.000 psi	RA	✓
88001203	91001203	51 cm	1.000 psi	RA	-
81011302	91011302	76 cm	1.000 psi	MLL	-
88001303	91001303	76 cm	1.000 psi	RA	-
81011482	91011482	122 cm	1.000 psi	MLL	-
88001483	91001483	122 cm	1.000 psi	RA	✓
81011602	91011602	152 cm	1.000 psi	MLL	-
88001603	91001603	152 cm	1.000 psi	RA	-



FlexCIL

- 1.200 psi (83 bar)
- Tubo intrecciato in poliuretano per una maggior resistenza e massima flessibilità
- Diametro interno: 1,8 mm (0,071 pollici)
- Diametro esterno: 3,6 mm (0,142 pollici)
- Flessibilità: alta
- Trasparenza. media



Riferimento SPT	Riferimento sterile	Lunghezza	Pressione	Vestibilità	Nucleo
81051103	91051103	25 cm	1.200 psi	RA	-
81051203	91051203	51 cm	1.200 psi	RA	-
81051303	91051303	76 cm	1.200 psi	RA	-
81051482	91051482	122 cm	1.200 psi	MLL	✓
81051483	91051483	122 cm	1.200 psi	RA	-
81051602	91051602	152 cm	1.200 psi	MLL	-




Programma di kit di convenienza

Il programma di kit di convenienza per la gestione dei fluidi di Namic fornisce ai medici una soluzione completa che aiuta a:

- Semplificare le procedure
- Eliminare i costi di prodotti non necessari
- Fornire consigli sulla consolidazione dei kit
- Facilitare collaborazioni per offrire kit di soluzioni complete
- Soddisfare le linee guida di bilancio di dipartimento, offrendo un'ampia varietà di accessori.

Il programma di kit di convenienza permette di adattare gli accessori e i componenti del kit di Namic per soddisfare i vostri bisogni di laboratorio e fornisce una soluzione completa per le procedure angiografiche. Disponibile in versione sterile, direttamente o incluso nei pacchetti set procedurali.

Contattate il vostro account manager per conoscere la disponibilità dei prodotti nel vostro Paese.



Sistema automatico di somministrazione del contrasto

Ora più che mai, i medici si affidano a sistemi automatici che migliorano sia il controllo che la sicurezza nelle procedure di iniezione di prodotto di contrasto.

Medline offre una gamma moderna di componenti che possono essere inclusi in pacchetti compatibili con i sistemi più utilizzati al giorno d'oggi.

Dispositivo per il controllo del contrasto

- Impugnatura ergonomica con pulsanti individuali per la somministrazione di contrasto e soluzione fisiologica
- Garantisce attivazioni costanti e ripetibili

Riferimento SPT	Lunghezza complessiva	Nucleo
12101030	185 cm	-



Tubi ad alta pressione

- Alta pressione, 1200 psi
- Tubo d'estensione ad ampio diametro, luer lock maschio / luer lock maschio
- Intrecciato, in PVC (Polivinilcloruro) o PUR (Poliuretano)

Riferimento SPT	Collegamento	Lunghezza	Materiale	Nucleo
170LB0140MM-UCE	MLL/MLL	140 cm	Intrecciato in PUR	-
MN160140M-UCE	MLL/MLL	140 cm	PVC	-
MN160201-UCE	MLL/MLL	200 cm	PVC	-



Rubinetto d'arresto

- Alta pressione, 1200 psi
- 3 vie di fuga

Riferimento SPT	Pressione	Vestibilità	Impugnatura	Colore	Nucleo
10433010	1200 psi	RC	OFF	Bianco	-



Dispositivi di sicurezza

Medline offre una varietà di dispositivi di sicurezza da utilizzare durante le procedure angiografiche, tra cui i prodotti di sicurezza Gold Standard, ed etichette stampate.

Prodotti Gold Standard per la sicurezza

Quando si tratta di sicurezza, Medline è il vostro partner di fiducia. Siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni per aiutare i nostri clienti a migliorare la sicurezza. La linea di prodotti Gold Standard è concepita per rendere più intuitive le best-practice per i medici.

Protezione antischizzi

La protezione antischizzi minimizza il rischio di esposizione a liquidi contaminati per il personale sanitario e consente di eliminare i residui liquidi in maniera sicura e igienica.



Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Nucleo
SPLASH2Y-EU	-	Bacinella per i residui liquidi	500 ml	✓

Supporto temporaneo per oggetti taglienti

Il contenitore per aghi di Medline fornisce un luogo sicuro e stabile per la conservazione temporanea degli aghi.



Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Nucleo
NDLNESTY-EU	-	Contenitore per aghi con 8 scompartimenti, parte inferiore adesiva	6 x 6 x 3,5 cm	✓


Conservazione dei dispositivi affilati

I nostri conta-aghi con estrattore di lame sono progettati per consentire, la rimozione sicura delle lame dal manico del bisturi aiutando a prevenire infortuni accidentali. Le linguette adesive fissano i contatori ad ogni posto di lavoro. Il contatore stesso può essere diviso in due per un doppio uso. Per una maggior convenienza, quando è necessario un dispositivo più grande, usate il nostro contenitore per oggetti taglienti, fabbricato con plastica riciclata.

Riferimento SPT	Riferimento sterile	Descrizione	Misura	Nucleo
40840-EU	-	30 caselle con magnete laterale, coperchio trasparente	7,5 x 5,2 x 2,9 cm	✓
49814-EU	GSNCF20MBRCE	20 caselle con blocchi in schiuma, magnete laterale, estrattore di lame, oro	11,2 x 5,2 x 3,1 cm	✓
08254-EU	-	30 caselle con doppio magnete, rosso	11,8 x 5,4 x 1,6 cm	✓
49255-EU	GSNCF40MBRCE	40 caselle con blocchi in schiuma, magnete laterale, estrattore di lame, oro	12 x 9 x 3,5 cm	✓
40579Y-EU	-	60 caselle con doppio magnete, estrattore di lame, oro	12 x 9 x 1,6 cm	✓



49255-EU



40579Y-EU


Riferimento SPT	Descrizione	Misura	Nucleo
SHA-51405720	Contenitore per oggetti affilati, 1000 ml, nero	18,7 x 10,8 x 9 cm	✓
SHA-51602610	Contenitore per oggetti affilati, 1800 ml, nero	19,7 x 17,7 x 12,6 cm	✓




Etichette non stampate

Etichette circolari

Riferimento SPT	Colore	Diametro	Nucleo
44010421-01	Rosso	2 cm	-
44010421-02	Verde	2 cm	-
44010421-03	Blu	2 cm	-
44010421-04	Giallo	2 cm	-



44010421-03




44010421-01

Etichette rettangolari

Riferimento SPT	Colore	Misura	Nucleo
LSCO-SLS001	Blu	3,8 x 1,2 cm	-
LSCO-SLS003	Rosso	3,8 x 1,2 cm	-
LSCO-SLS002	Verde	3,8 x 1,2 cm	-
LSBW-SLS001	Bianco	3,8 x 1,2 cm	✓
LSCO-SLS005	Giallo	3,8 x 1,2 cm	-




LSCO-SLS003




LSCO-SLS001

Etichette stampate

Riferimento SPT	Colore	Descrizione dell'etichetta	Misura	Nucleo
LSCO-HEP002	Blu	Eparina	3,8 x 1,2 cm	-
LSBW-HEP002	Bianco	Eparina	3,8 x 1,2 cm	-
LSBW-HEP003	Bianco	Soluzione fisiologica con eparina	3,8 x 1,2 cm	-
LSCO-CON002	Marrone	Contrasto	3,8 x 1,2 cm	-
LSBW-CON001	Bianco	Contrasto	3,8 x 1,2 cm	✓
LSCO-NIT003	Rosso	Nitroglicerina	3,8 x 1,2 cm	-
LSCO-LID001	Grigio	Lidocaina	3,8 x 1,2 cm	-
LSCO-LID005	Grigio	Lidocaina e Adrenalina 1%	3,8 x 1,2 cm	-
LSCO-XYL001	Grigio	Xylocaine	3,8 x 1,2 cm	-
LSBW-NAC002	Bianco	NaCl	3,8 x 1,2 cm	-



LSBW-HEP002




LSCO-LID001

Etichette stampate personalizzate

Utilizzando le nostre etichette rettangolari non stampate, è possibile personalizzare il proprio set di etichette stampate. Selezionate il numero di etichette sulla striscia e il loro colore, quindi create la descrizione in base alle vostre esigenze specifiche.

1. Selezionate il numero di etichette rettangolari necessarie, con misura 3,8 x 1,2 cm.
2. Create le descrizioni dei farmaci che desiderate per stamparle sulle etichette.
3. Scegliete un colore diverso per ciascuna etichetta.



Checklist: Componete il vostro pacchetto per procedure angiografiche

Per avere un pacchetto completo, selezionate un articolo per ogni categoria.

- [ ] **Ago angiografico -** *Pagina 28*
- [ ] **Sacche con bande -** *Pagina 18*
- [ ] **Coppette -** *Pagina 22*
- [ ] **Teli -** *Pagina 4*
- [ ] **Medicazioni**
- [ ] **Gestione dei fluidi/sistema automatico -** *Pagina 47*
- [ ] **Gestione dei fluidi/kit di iniezione manuale -** *Pagina 43*
- [ ] **Camici -** *Pagina 16*
- [ ] **Conta-aghi, porta-aghi -** *Pagina 49*
- [ ] **Aghi ipodermici -** *Page 28*
- [ ] **Siringhe angiografiche o in policarbonato -** *Pagina 27*
- [ ] **Siringhe in polipropilene -** *Pagina 24*
- [ ] **Etichette stampate -** *Pagina 51*
- [ ] **Tessuto protettivo per le radiazioni -** *Pagina 15*
- [ ] **Protezione antischizzi -** *Pagina 48*
- [ ] **Tamponi**

Medline, il vostro partner per il laboratorio di cateterizzazione

Medline ha recentemente acquisito l'azienda di fama mondiale NAMIC, completando così la sua offerta per i dipartimenti vascolari e di radiologia. Ora potrete scegliere tra un'ampia gamma di prodotti dal portfolio Medline delle migliori soluzioni per le procedure in laboratorio di cateterizzazione, come prodotti sterili singoli o parte dei vostri set personalizzati.

Il meglio degli SPT, unito all'esperienza clinica di Medline per le procedure angiografiche

Un solo strumento invece di decine
Gli SPT sono completi di tutto il necessario per una procedura


- Compatti e pronti all'uso
- È possibile effettuare un nuovo ordine utilizzando un unico codice articolo anziché decine di codici diversi
- Riduzione dei tempi di preparazione, con conseguente aumento del tempo a disposizione per il trattamento dei pazienti
- Meno articoli da aprire, minor rischio di contaminazione


Offerta di componenti per soddisfare le vostre esigenze specifiche

- 4.500 componenti, inclusi 1.500 articoli a marchio Medline
- 400 componenti selezionati specificamente per procedure angiografiche
- Gamma Namic disponibile nei vostri set

Servizio di consulenza eccezionale
Siamo un team di esperti clinici, di prodotto e di logistica dedicati che comprendono il vostro mondo. Ciò che distingue Medline dalla concorrenza è la nostra attenzione verso di voi— i nostri clienti. Siamo pronti ad assistervi nella risoluzione delle vostre sfide in sala operatoria e a consigliarvi i prodotti e le soluzioni più adatti alle vostre esigenze.

Scegliete Medline per migliorare le vostre attività nei laboratori di cateterizzazione!







Per ulteriori informazioni, contattate il vostro account manager di Medline o visitate il sito: www.medline.eu/it.

Medline International Italy s.r.l. Unipersonale
Piazzale della Resistenza 3
50018 Scandicci
Firenze
Italia
Tel.: +39 55 776 65 11

www.medline.eu/it
it-customerservice@medline.com

Medline International Switzerland Sàrl
1 Place de Longemalle, c/o MN & Associes SA
1204 Ginevra
Svizzera
Tel. +41 848 244 433

www.medline.eu/ch-it
ch-customerservice@medline.com

FOLLOW US

Prima dell'uso, consultare le istruzioni e le avvertenze riportate sull'etichetta.
Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
© 2026 Medline. ML809_IT 11/2026.