Urologische Oplossingen

U staat klaar voor uw patiënten. Wij staan klaar voor u.



De hoogste kwaliteit producten

We bieden u een volledig assortiment van klinisch bewezen producten, waaronder:

- Blaaskathetersets ontworpen door verplegers die klinisch gedrag hebben gecombineerd met bewezen praktijken
- Verschillende intermitterende of verblijfskatheters om aan de behoeften van uw patiënten te voldoen
- Blaaskatheterisatie oplossingen voor gebruik bij een ziekenhuisverblijf of voor chronische aandoeningen

UWI preventie

Om de gezondheid van patiënten te behouden, zetten wij ons in om katheter-gerelateerde urineweginfecties zo veel mogelijk te voorkomen. Het Robert Koch Instituut (RKI) raadt verschillende hulpmiddelen aan om deze UWI's te voorkomen. Dat zijn onder andere:

- Strikte protocollen voor katheterisatie om onnodig gebruik te verminderen
- Product standaardisatie
- Behouden van katheter steriliteit
- Op tijd verwijderen van de katheter.[1]

Inhoudsopgave

Voorkom UWIs 3

Blaaskatheters 7

Urine drainage systemen 16

Beenzakken 26

Pediatrie 28

Irrigatiespuiten 30

Gastro-enterologische producten 31



Voorkomen is beter dan genezen

Oplossingen om UWIs te helpen voorkomen

Katheter-gerelateerde UWI's zijn één van de meest voorkomende zorggerelateerde infecties. Er bestaan protocollen voor het voorkomen van deze infecties, maar met zo veel tegenstrijdige prioriteiten is het voldoen aan best practices vaak inconsistent. Deze infecties worden hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door bacteriën die in de blaas terecht komen tijdens het inbrengen van de katheter, of door verstoring van het gesloten drainagesysteem.

Het aantal patiënten dat dagelijks een UWI krijgt is tussen de 3 en 10 procent. Na een verblijfsduur van 30 dagen, heeft de meerderheid aan patiënten bacteriën in hun urine. Over het algemeen zijn 80 procent van de nosocomiale urineweginfecties katheter-gerelateerd.[1]

Door steriele (EO) kathetersets te gebruiken, in combinatie met best practices, kan de infectiegraad onder patiënten verminderd worden bij het plaatsen of verwisselen van blaaskatheters. Met deze sets wil Medline een onderdeel zijn van de oplossing om katheter-gerelateerde UWI's te verminderen op een manier die past bij de behoeften van uw instelling.

Kathetersets

S-010000 componenten:
1 urineopvangbak
kunststof 6 wattenbolletjes, pruim-formaat
2 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
1 tang
1 splitdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 afdekdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, medium, poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-020000-N componenten:
1 urineopvangbak
kunststof 6 wattenbolletjes, pruim-formaat
2 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
2 tangen
1 splitdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, nitril, large, poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-030000 componenten:
1 nierbekken, kunststof
1 bakje, kunststof 5 wattenbolletjes, pruim-formaat
2 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
1 tang
1 splitdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, medium, poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-030000-N componenten:
1 nierbekken, kunststof
1 bakje, kunststof
5 wattenbolletjes, pruim-formaat
2 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
1 tang
1 splitdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, nitril, large, poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-040000 componenten:
1 urineopvangbak, kunststof
4 wattenbolletjes, pruim-formaat
2 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
2 tangen
1 splitdoek, 50 x 50 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, medium poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-050000 componenten:
1 nierbekken, kunststof
1 bakje, kunststof
6 wattenbolletjes, pruim-formaat
1 gaaskompres, 10 x 10 cm
2 tangen
1 splitdoek, 50 x 50 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, medium poedervrij in papier
1 afdekdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-060000 componenten:
1 urineopvangbak, kunststof
5 wattenbolletjes, pruim-formaat
5 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
1 tang
1 splitdoek, 50 x 50 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, large, poedervrij in papier
1 onderzoekshandschoen, latex, medium, poedervrij, ingevouwen manchet
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-060000-N componenten:
1 urineopvangbak kunststof
5 wattenbolletjes, pruim-formaat
5 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
1 tang
1 splitdoek, 50 x 50 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, nitril, large, poedervrij in papier
1 onderzoekshandschoen, nitril, medium, poedervrij, ingevouwen manchet
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-070000 componenten:
1 nierbekken, kunststof
1 bakje kunststof
4 wattenbolletjes, pruim-formaat
4 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
1 tang
1 splitdoek, 50 x 50 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, medium, poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof



S-080000 componenten:
1 urineopvangbak, kunststof
6 wattenbolletjes, ei-formaat
2 gaaskompressen, 7,5 x 7,5 cm
2 tangen
1 splitdoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, latex, medium poedervrij in papier
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 Glyco-SID®, 10ml



S-090000 componenten:
1 urineopvangbak, kunststof
6 wattenbolletjes, pruim-formaat
1 tang
1 doek met split, 60 x 60 cm, waterproof
1 paar onderzoekshandschoenen, vinyl, large, poedervrij, ingevouwen manchet
1 wikkeldoek, 60 x 60 cm, waterproof
1 Glyco-SID®, 10 ml



UROKIT001 componenten:
1 tray, kunststof
1 gatlaken, 75 x 90 cm, gat 9 x 12 cm
5 gaaskompressen 7,5cm x 7,5cm
1 kocher tang
1 doek, 60 x 60cm, waterproof
1 voorgevulde spuit met water 20ml
1 glijmiddel 6g



Medline CareSets

KER70700 componenten:
1 laken 75 x 90 cm
1 gatlaken 75 x 90 cm , gat 9 x 12 cm
1 spuit, 20ml
1 ampul met gedistilleerd water, 20ml
1 glijmiddel, 5g
1 kocher tang
5 non-woven gazen, 7,5 x 7,5 cm
1 medium, harde blisterverpakking



KER70022B-02 componenten:
1 laken, 75 x 90 cm
1 gatlaken 75 x 90 cm, gat 9 x 12 cm
2 voorgevulde spuiten met gedistilleerd water, 10ml
1 voorgevulde spuit glijmiddel, 5g
1 kocher tang, kunststof
5 non-woven gazen, 7,5 x 7,5 cm
1 medium, harde blisterverpakking



Voldoen onze bestaande CareSets aan uw eisen?
Neem contact met ons op voor sets op maat, inclusief componenten die u nodig heeft voor de katheterisatie van uw patiënten.

U staat klaar voor uw patiënten. Wij staan klaar voor u.

UROSID®

Kwaliteit
Betrouwbaarheid
Veiligheid

Voorgeïnstalleerd Gesloten Urinedrainagesysteem

De voorgeïnstalleerde urinekatheter en het gesloten urinedrainagesysteem waarborgen een 'no-touch'-werkwijze, beperken het aantal handelingen en dragen bij aan de standaardisatie van de procedure. De katheter is al verbonden met de UROSID® 2000 S urineopvangzak, wat helpt om het risico op besmetting tot een minimum te beperken.

De gebruiksduur van het voorgemonteerde systeem bedraagt maximaal 14 dagen, terwijl de siliconen Foley katheter tot 30 dagen kan blijven zitten.

Voordelen en Kenmerken



Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
Splitst de slang en de zak in 2 individuele systemen, wat voorkomt dat urine uit de zak terug de slang in stroomt

Naaldvrije urinemonster poort
Voor het veilig nemen van urine monsters met een luer spuit zonder naald


Siliconen Foley katheter
(Nelaton, Dubbel lumen)

Microfilter
Geventileerde zak voor drukbalans; ondoordringbaar voor bacteriën en vloeistoffen

Aftapkraantje
Drainage kraan om de zak leeg te maken terwijl het gesloten systeem behouden blijft

REF 690212-N-SFxx

	Siliconen Foley Katheter				Gesloten Urinekatheterisatiesysteem			
Referenties	**Maat (CH)**	**Lengte (cm)**	**Ballonvolume (ml)**	**Kleur**	**Volume zak (ml)**	**Lengte slang (cm)**	**Kruiskraan**	**Eenheden (st)**
690212-N-SF12	12	40	10	Wit	2000	120	Verticaal	20
690212-N-SF14	14	40	10	Groen	2000	120	Verticaal	20
690212-N-SF16	16	40	10	Oranje	2000	120	Verticaal	20
690212-N-SF18	18	40	10	Rood	2000	120	Verticaal	20
690212-N-SF20	20	40	10	Geel	2000	120	Verticaal	20
690212-N-SF22	22	40	10	Paars	2000	120	Verticaal	20



Blaaskatheters

Oplossingen om UWIs te helpen voorkomen

Urinekatheterisatie maakt het mogelijk de blaas te ledigen en de urine op te vangen via intermitterende of verblijfskatheters.

Siliconen of latex? De keus is aan u.

- Foleykatheters zijn verkrijgbaar in 100% siliconen of natuurrubberlatex. Welk type het meest geschikt is, hangt af van verschillende factoren, zoals of uw patiënt al dan niet allergisch is voor bepaalde materialen en de duur van de verwachte inwerktijd. Er moet rekening worden gehouden met de voor- en nadelen van de verschillende materialen.

100% siliconen

- Plaatsingsduur tot 30 dagen
- Hoge biocompatibiliteit - minder bekende allergieën
- Minder korstvorming gedurende de plaatsing
- Radiopaak voor gemakkelijke visualisatie tijdens scans
- Glad materiaal voor maximaal comfort



Natuurlijke rubberlatex (gesiliconiseerd)

- Plaatsingsduur tot 14 dagen
- Veel patiënten zijn allergisch voor latex
- Snellere korstvorming in vergelijking met 100% siliconen katheters
- Per stuk goedkoper dan siliconen katheters
- Niet zichtbaar met röntgen
- Glad materiaal voor maximaal comfort



UROSID® Silicone Foley Katheters

De UROSID® Silicone Foley Katheter is een dubbel of driedubbel lumen, transurethrale blaaskatheter die gemaakt is van 100 procent medische siliconen. Ze worden geleverd met een rechte, atraumatische Nelaton-tip of een licht gebogen, atraumatische Tiemann-tip, en zijn voorzien van een doorlopende bariumsulfaat röntgencontraststrip voor zichtbaarheid met röntgen. Foley katheters met een Nelaton tip kunnen gebruikt worden bij zowel vrouwen als mannen, terwijl katheters met een Tiemann tip voornamelijk gebruikt worden bij het katheteriseren van mannen met een smalle urinebuis, of een urinebuis met littekenvorming.

Deze katheters zijn geschikt voor zowel passieve lediging als retrograde vulling/drainage van de blaas.
Ze zijn allemaal kleurgecodeerd en kunnen worden gebruikt in combinatie met extensies, evenals alle Medline urinezakken. Bovendien heeft de klep van het vulkanaal een luer-spuitbevestiging. De katheterballonnen hebben verschillende volumes variërend van 5 tot 30 ml.

UROSID® Basic Silicone Foley Katheter
Type: Nelaton, dubbel lumen



REF 6421xxA

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
642112A	12	40	5 – 15	Wit	10
642114A	14	40	5 – 15	Groen	10
642116A	16	40	5 – 15	Oranje	10
642118A	18	40	5 – 15	Rood	10
642120A	20	40	5 – 15	Geel	10
642122A	22	40	5 – 15	Paars	10
642124A	24	40	5 – 15	Blauw	10



REF 6430xxA

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
643016A	16	40	30	Oranje	10
643018A	18	40	30	Rood	10
643020A	20	40	30	Geel	10
643022A	22	40	30	Paars	10
643024A	24	40	30	Blauw	10

REF 6520xx

De UROSID® Silicone Foley Katheter heeft een geïntegreerde ballon, voor meer comfort voor uw patiënten.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
652012	12	40	5-10	Wit	10
652014	14	40	5-10	groen	10
652016	16	40	5-10	Oranje	10
652018	18	40	5-10	Rood	10
652020	20	40	5-10	Geel	10
652022	22	40	5-10	Paars	10
652024	24	40	5-10	Blauw	10

REF 6420xxA-P
Dit product bevat een voorgevulde Glyco-SID® spuit met een 10 ml water-glycerineoplossing (10%) als blokkeermiddel voor het vullen van de ballon.
Niveauaanduiding van de spuit: 0,2 ml



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
642012A-P	12	40	10	Wit	5
642014A-P	14	40	10	Groen	5
642016A-P	16	40	10	Oranje	5
642018A-P	18	40	10	Rood	5
642020A-P	20	40	10	Geel	5
642022A-P	22	40	10	Paars	5
642024A-P	24	40	10	Blauw	5

UROSID® Basic Silicone Foley Katheter
Type: Nelaton, driedubbel lumen

REF 6440xxA
De drieweg Foley-katheter heeft een extra irrigatie/injectiekanaal voor het toedienen van medicijnoplossingen of het spoelen van de blaas.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
644016A	16	40	30	Oranje	10
644018A	18	40	30	Rood	10
644020A	20	40	30	Geel	10
644022A	22	40	30	Paars	10
644024A	24	40	30	Blauw	10

UROSID® Basic Silicone Foley Katheter
Type: Tiemann, dubbel lumen

REF 6530xxA
De UROSID® Silicone Foley Katheter is speciaal gemaakt voor mannelijke patiënten.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
653012A	12	40	10	Wit	10
653014A	14	40	10	Groen	10
653016A	16	40	10	Oranje	10
653018A	18	40	10	Rood	10
653020A	20	40	10	Geel	10

UROSID® Dufour Punt

De UROSID® Siliconen Foley katheter heeft drie lumen en is gemaakt van 100% siliconen. Hij is ontworpen met een Dufour punt, speciaal geschikt voor mannelijke patiënten waarbij continue blaasspoeling, of het controleren van hematurie nodig is.

Verkrijgbaar als drieweg Foley katheter met Dufour punt, heeft de katheter een extra irrigatie/injectiekanaal voor het toedienen van medicijnoplossingen of het spoelen van de blaas.

Dufour Punt


- De gebogen punt maakt inbrengen zonder stylet eenvoudig



Handig

- Röntgen zichtbare strip in de schacht en röntgen zichtbare punt
- Plaatsingsduur tot 30 dagen





REF 6580xx

Referentie	Maat (CH)	Lengte (cm)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
658016	16	40	30	Oranje	10
658018	18	40	30	Rood	10
658020	20	40	30 – 50	Geel	10
658022	22	40	30 – 50	Paars	10
658024	24	40	50	Blauw	10

UROSID® Sensor 400

De UROSID® Sensor 400 is een transurethrale siliconen Foley katheter met een geïntegreerde temperatuursensor.

Nauwkeurig


- Continu metingen tussen de 25 en 45° C met een nauwkeurigheid van ± 0,1° C

Handig

- Bespaart verpleegkundige tijd voor temperatuurcontrole wanneer blaaskatheterisatie al is geïndiceerd

Compatible

- Geschikt voor gebruik in de meeste hypothermie afdelingen en met patiëntenmonitoren van GE®, HP® Philips™, Siemens® en anderen
- Wij zorgen voor de geschikte adapter kabels
- UROSID® Sensor 400 is MRI-conditioneel



REF 6460xxA

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
646008A	8	31	5	Blauw	5
646010A	10	31	5	Zwart	5
646012A	12	40	10	Wit	5
646014A	14	40	10	Groen	5
646016A	16	40	10	Oranje	5
646018A	18	40	10	Rood	5
646020A	20	40	30	Geel	5
646022A	22	40	30	Paars	5
646024A	24	40	30	Blauw	5

Adapter kabel

Adapter kabels worden gebruikt om de UROSID® Sensor 400 met patiëntmonitors te verbinden. De geschikte adapter kabel wordt gekozen gebaseerd op de soort patiëntenmonitor die gebruikt wordt.

Referentie	Naam	Lengte (C)	Eenheden (st)
646060A	Telefoonplug, recht, 6,35 mm	500	1
646070A	Ronde connector, recht, HP/Phillips	500	1
646080A	Ronde connector, recht, Siemens	500	1







Alle UROSID® Basic Silicone Foley Katheters zijn:

- Vrij van natuurrubberlatex
- Vrij van DEHP en PHT
- Steriel (EO).

UROSID® Latex Foley Katheter

De UROSID® Latex Foley Katheter is een transurethrale blaaskatheter met dubbel of driedubbel lumen, gemaakt van gesiliconiseerde natuurrubberlatex. Elke katheter wordt geleverd met rechte, atraumatische Nelaton tip of licht gebogen, atraumatische Tiemann tip. Foley katheters met een Nelaton tip kunnen gebruikt worden bij zowel vrouwen als mannen, terwijl katheters met een Tiemann tip voornamelijk gebruikt worden bij het katheteriseren van mannen met een smalle urinebuis, of een urinebuis met littekenvorming.

Deze katheters zijn geschikt voor zowel passieve lediging als retrograde vulling/drainage van de blaas. Elke katheter is kleurgecodeerd en kan gebruikt worden met commercieel verkrijgbare uitbreidingen, en ook alle Medline urinezakken. Bovendien heeft de klep van het vulkanaal een luer-spuitbevestiging. De katheterballonnen hebben verschillende volumes variërend van 5 tot 30 ml.

UROSID® Latex Foley Katheter
Type: Nelaton, dubbel lumen



REF 6620xxA

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Ventiel	Kleur	Eenheden (st)
662012A	12	40	5 – 10	PVC	Wit	10
662014A	14	40	5 – 10	PVC	Groen	10
662016A	16	40	5 – 10	PVC	Oranje	10
662018A	18	40	5 – 10	PVC	Rood	10
662020A	20	40	5 – 10	PVC	Geel	10
662022A	22	40	5 – 10	PVC	Paars	10
662024A	24	40	5 – 10	PVC	Blauw	10
662026A	26	40	5 – 10	PVC	Zwart	10



REF 6622xxA

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Ventiel	Kleur	Eenheden (st)
662212A	12	40	5 – 10	Rubber	Wit	10
662214A	14	40	5 – 10	Rubber	Groen	10
662216A	16	40	5 – 10	Rubber	Oranje	10
662218A	18	40	5 – 10	Rubber	Rood	10
662220A	20	40	5 – 10	Rubber	Geel	10
662222A	22	40	5 – 10	Rubber	Paars	10
662224A	24	40	5 – 10	Rubber	Blauw	10
662226A	26	40	5 – 10	Rubber	Zwart	10

Het rubberen ventiel is MRI-conditioneel.

UROSID® Latex Foley Katheter
Type: Nelaton, dubbel lumen



REF 6630xxA

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
663012A	12	40	30	Wit	10
663014A	14	40	30	Groen	10
663016A	16	40	30	Oranje	10
663018A	18	40	30	Rood	10
663020A	20	40	30	Geel	10
663022A	22	40	30	Paars	10
663024A	24	40	30	Blauw	10
663026A	26	40	30	Zwart	10

UROSID® Latex Foley Katheter
Type: Tiemann, dubbel lumen

REF 6650xxA

De UROSID® Latex Foley Katheter met Tiemann tip is speciaal gemaakt voor mannelijke patiënten.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
665012A	12	40	5 – 10	Wit	10
665014A	14	40	5 – 10	Groen	10
665016A	16	40	5 – 10	Oranje	10
665018A	18	40	5 – 10	Rood	10
665020A	20	40	5 – 10	Geel	10

REF 6660xxA

De UROSID® Latex Foley Katheter met Tiemann tip is speciaal gemaakt voor mannelijke patiënten.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
666012A	12	40	30	Wit	10
666014A	14	40	30	Groen	10
666016A	16	40	30	Oranje	10
666018A	18	40	30	Rood	10
666020A	20	40	30	Geel	10

Alle UROSID® Latex Foley Katheters zijn:
- Steriel (EO).

UROSID® Latex Foley Katheter
Type: Nelaton, driedubbel lumen

REF 6680xxA

De drieweg Foley-katheter heeft een extra irrigatie/injectiekanaal voor het toedienen van medicijnoplossingen of het spoelen van de blaas.



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
668016A	16	40	30	Oranje	10
668018A	18	40	30	Rood	10
668020A	20	40	30	Geel	10
668022A	22	40	30	Paars	10
668024A	24	40	30	Blauw	10
668026A	26	40	30	Zwart	10

UROSID® Supra

Sommige patiënten kunnen niet via de urethra worden gekatheteriseerd wegens complicaties zoals urethrale strictuur. In dergelijke gevallen is percutane blaasdrainage noodzakelijk.

De UROSID® Supra Siliconen Katheter is een oplossing voor extra-anatomische lediging van de blaas en kan zowel met alle extensies als met alle urinezakken van Medline worden gebruikt. De suprapubische blaaskatheter met dubbel lumen is gemaakt van medisch silicone met een open tip en een doorlopende strook met de röntgencontraststof bariumsulfaat. De klep van het vulbuisje heeft bovendien een Luer-spuitbevestiging en is kleurgecodeerd. Er zijn ook kleine katheter maten (6 - 10 CH) verkrijgbaar met een voerdraad (stylet) om de katheter makkelijker in te kunnen brengen.

REF 6450xxA



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
645006A	6	40	1.5	Lichtgroen	10
645008A	8	40	3	Blauw	10
645010A	10	40	3 – 5	Zwart	10
645012A	12	40	5 – 10	Wit	10
645014A	14	40	5 – 10	Groen	10
645016A	16	40	5 – 10	Oranje	10
645018A	18	40	5 – 10	Rood	10
645020A	20	40	5 – 10	Geel	10
645022A	22	40	5 – 10	Paars	10
645024A	24	40	5 – 10	Blauw	10
645026A	26	40	5 – 10	Zwart	10

Alle UROSID® Supra Katheters zijn:


- Vrij van natuurrubberlatex
- Vrij van DEHP en PHT
- Steriel (EO).

Accessoires voor UROSID® Foley Katheters

Blokkeermiddel

Aqua-SID® en Glyco-SID®

Voorgevulde injectiespuiten maken het opblazen van ballonnen voor UROSID® Foley Katheters (siliconen of latex) mogelijk bij katheterisatie.



Referentie	Naam	Eigenschap	Eenheden (st)
623001	Aqua-SID®	10ml gezuiverd water	10
623002	Glyco-SID®	10ml mengsel van gezuiverd water en 10% glycerine	10

Spigot

REF 647010-x

Een spigot is een plug die wordt gebruikt om de drainagetrechter van Foley katheters voor korte tijd af te sluiten (bijv. tijdens een vervanging van het gesloten systeem of een onderzoek van de patiënt).



Referentie	Steriliteit	Eenheden (st)
647010-ST	Steriel (EO)	50
647010-NB	Niet-steriel	100

Foley anker

REF FCS200ZT

Katheterfixatiehulpmiddel om de verblijfskatheter vast te zetten aan een been van de patiënt, zodat deze niet losraakt.



Referentie	Steriliteit	Eenheden (st)
FCS200ZT	Steriel (EO)	50

We leveren alles wat u nodig heeft om uw patiënten te katheteriseren.

Intermitterende katheters

Intermitterende katheterisatie wordt beschouwd als een veilige en effectieve methode voor urinedrainage, die persoonlijke onafhankelijkheid en implementatie in het dagelijks leven van patiënten biedt. Deze katheters kunnen ook worden gebruikt voor eenmalige urinemonsterafname rechtstreeks uit de blaas, wat een zuiver monsterresultaat oplevert.

Medline biedt intermitterende katheters met een Nelaton- of Tiemann-tip om ervoor te zorgen dat u de juiste oplossing heeft voor zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten.

Intermitterende katheter Type: Nelaton

REF 680xxx*
Deze disposable katheters zijn gemaakt van PVC, hebben een ronde tip en zijn distaal gesloten. Ze hebben twee Murphy gaatjes tegenover elkaar. Dankzij de kortere lengte zijn ze vooral geschikt voor gebruik bij vrouwen.

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Kleur	Eenheden (st)
680208	8	40	Blauw	100
680210	10	40	Zwart	100
680212	12	40	Wit	100
680214	14	40	Groen	100
680216	16	40	Oranje	100
680218	18	40	Rood	100
680310	10	18	Zwart	100
680312	12	18	Wit	100
680314	14	18	Groen	100
680316	16	18	Oranje	100



- Gladde tip voor eenvoudig inbrengen en comfort
- Verspringende gaatjes zorgen voor maximale doorstroming
- Trechter uiteinde voor gebruiksgemak
- Kleurcodering om de grootte van de Charrière aan te geven
- Alle maten zijn steriel (EO) verpakt
- Gemaakt in Duitsland

Intermitterende katheter Type: Tiemann

REF 6702xx*
Deze disposable katheters zijn gemaakt van PVC, hebben een gebogen tip en zijn distaal gesloten. Ze hebben twee Murphy gaatjes tegenover elkaar. Katheters met Tiemann tip zijn voornamelijk geschikt voor gebruik bij mannen.

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Kleur	Eenheden (st)
670212	12	40	Wit	100
670214	14	40	Groen	100
670216	16	40	Oranje	100
670218	18	40	Rood	100



*Niet verkrijgbaar in AT, CH, HU, IT en VK



Urine drainage systemen

Gesloten systeem

Bij een gesloten blaaskatheterisatiesysteem wordt de urinestroom onderbroken door een druppelkamer tussen de slang en de urinezak. Hierdoor vormt de blaaskatheter, samen met de slang, een apart tweede systeem naast de urinezak. Het gebruik van een gesloten systeem wordt aangeraden voor katheterisatie van meerdere dagen en kan effectief het risico op katheter-gerelateerde urineweginfecties verminderen, in vergelijk met eenvoudige urinezakken.

Het Robert Koch Instituut (RKI) beveelt een steriel, continu gesloten, urinedrainagesysteem aan voor het voorkomen en controleren van urineweginfecties. Het RKI geeft zelfs aan dat 70 procent van alle katheter-gerelateerde urineweginfecties voorkomen kan worden door enkele maatregelen te nemen: [1]

- Verminder onnodige katheterisatie
- Houd de plaatsingsduur zo kort mogelijk
- Train het personeel
- Zorg voor goede handhygiëne en aseptische technieken
- Pas dagelijkse monitoring toe
- Gebruik een gesloten blaaskatheterisatiesysteem.

Van eenvoudig tot professioneel

Medline biedt een groot assortiment urine opvangzakken aan om aan al uw behoeften te voldoen. Van een basis drainagezak zonder kraantje, tot urinemeters voor nauwkeurige meting van de urinestroom, wij hebben wat u nodig heeft.










Gesloten urine drainage systeem

Het ontwerp van het UROSID® 2000 S urine drainage systeem kan het risico op UWIs helpen voorkomen of verminderen. Het is moeilijk om een gesloten systeem te behouden als de maximale gebruikstijd van de Foley katheter afwijkt van die van het drainagesysteem. Bij het loskoppelen van het drainagesysteem van de katheter groeit de kans op urineweginfecties. Het Medline urine drainage systeem heeft specifieke eigenschappen die de patiënt veilig houden bij het verwisselen.

Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
Splitst de slang en de zak in 2 individuele systemen, wat voorkomt dat urine uit de zak terug de slang in stroomt

Microfilter
Geventileerde zak voor drukbalans; ondoordringbaar voor bacteriën en vloeistoffen



Aftapkraantje
Drainage ventiel om de zak leeg te maken terwijl het gesloten systeem behouden blijft

Naaldvrije urinemonster poort
Voor het veilig nemen van urine monsters met een luer spuit zonder naald

UROSID® 2000 S

- Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
- Kruiskraan
- Microfilter met hydrofobe coating
- Bacterie- en luchtdichte ventilatie van de zak
- Naaldvrije urinemonster poort of monsterafname met naald
- Steriel (EO)
- Vrij van natuurrubberlatex



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Kruiskraan	Urinemonster poort	Eenheden (st)
690090-N	2000	90	Horizontaal	Naaldloos	25
690092-N	2000	90	Verticaal	Naaldloos	25
690210-N	2000	120	Horizontaal	Naaldloos	25
690212-N	2000	120	Verticaal	Naaldloos	25
690090	2000	90	Horizontaal	Met naald	25
690092	2000	90	Verticaal	Met naald	25
690210	2000	120	Horizontaal	Met naald	25
690212	2000	120	Verticaal	Met naald	25

Horizontale kruiskraan



Verticale kruiskraan



Naaldvrije monsterpoort



Monsterpoort met naald



UROSID® TUR-zak

Na een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) is de speciale UROSID® TUR-zak geïndiceerd voor postoperatieve blaasirrigatie. Deze procedure schrijft het continu spoelen van de blaas voor, voor de eerste 24 uur. Door het hoge volume van de spoelvloeistof en urine, is de UROSID® TUR zak groter dan die van andere gesloten blaaskatheterisatiesystemen. De zak is verkrijgbaar met een volume van 4 of 5 liter.





- Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
- Kruiskraan
- Microfilter met hydrofobe coating
- Bacterie- en luchtdichte ventilatie van de zak
- Naaldvrije urinemonster poort of monsterafname met naald
- Steriel (EO)
- Vrij van natuurrubberlatex

Referentie	Naam	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Urinemonster poort	Eenheden (st)
690240	UROSID® TUR-zak 4000	4.000	120	Naaldloos	20
690250	UROSID® TUR-zak 5000	5.000	120	Met naald	20

REF 6440xxA UROSID® Silicone Foley Katheter
(pagina 10)



REF 6680xxA UROSID® Latex Foley Katheter
(pagina 14)



Opmerking:
Om de spoelvloeistof en de UROSID® TUR zak te bevestigen, dient altijd een triple lumen Foley katheter gebruikt te worden.

Urinemeters

De productie van urine vormt een essentieel onderdeel van de vochtbalans/ afscheiding. Op de IC is het belangrijk de vitale parameters (ademhaling, circulatie, eliminatie) gedurende 24 uur te controleren, om orgaanfalen (nieren, galblaas) te voorkomen. Het UROSID® Urinemeetsysteem is uitgerust met extra vakken met schaalverdeling, om een nauwkeurige controle en urinebemonstering mogelijk te maken, zelfs wanneer er zeer weinig urine is.

Ons assortiment bestaat uit twee verschillende versies van urinemeters: kantelsystemen en wisselzaksystemen.


Waarom heeft u dit nodig?
Om vloeistoffen te reguleren voor de patiënt (bijv. na chirurgie)

Wanneer worden ze gebruikt?
Bij het toepassen van intensieve zorg


Kantelsystemen

Het UROSID® Urinemeetsysteem is verkrijgbaar in drie verschillende variaties om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Medline's urinemeters zijn verkrijgbaar met één, twee of drie kamers. Alle systemen bieden echter nauwkeurige metingen met een 5ml schaalverdeling.


Urinemeter met één kamer



Urinemeter met twee kamers



Urinemeter met drie kamers



Hoe werkt het?
Nadat de in de kamer opgevangen urine is gemeten, kantel je de kamer naar boven om de inhoud te legen in de bijgevoegde urinezak

- Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
- Kruiskraan
- Microfilter met hydrofobe coating
- Bacterie- en luchtdichte ventilatie van de zak
- Naaldvrije urinemonster poort of monsterafname met naald
- Steriel (EO)
- Vrij van natuurrubberlatex

UROSID® M3 Urinemeter met Enkele Kamer

REF 6903x3-x

Referentie	Volume zak (ml)	Volume urinemeter (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
690313	2.600	500	150	Met naald	10
690313-L	2.600	500	150	Met naald; grotere druppelkamer	10
690313-N	2.600	500	150	Naaldloos	10
690313-N-IP	2,600	500	150	Naaldloos, zonder katoenen draad	10
690323	2.600	500	120	Met naald	10



UROSID® M1 Urinemeter met Twee Kamers

REF 6903x1

Referentie	Volume zak (ml)	Volume urinemeter (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
690311	2.600	400	150	Met naald	10
690321	2.600	400	120	Met naald	10



UROSID® M2 Urinemeter met Drie Kamers


REF 6903x2

Referentie	Volume zak (ml)	Volume urinemeter (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
690312	2.600	400	150	Met naald	10
690322	2.600	400	120	Met naald	10



Systemen met verwisselbare zak

Het UROSID® urinemeetsysteem met verwisselbare zak is verkrijgbaar in twee verschillende versies om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Medline biedt een variant van de urinemeters met een aftapkraantje, die zorgverleners de mogelijkheid biedt om de katheterzak via het kraantje te legen. Bij de alternatieve variant zonder afvoerventiel moet de zak vervangen worden zodra deze helemaal gevuld is.



Hoe werkt het?
Open na het meten van de urine in de kamer het kraantje aan de bovenkant van de kamer. Hierdoor kan de urine weglopen in de vervangingszak die hieronder is geplaatst.

UROSID® M5 Urinemeter met Uitwisselzak

REF 69050x-N



Referentie	Volume zak (ml)	Volume urinemeter (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
690500-N	2.000	500	150	Met kruiskraan	10
690500-N-IP	2.000	500	150	Met kruiskraan, zonder katoenen draad	10
690501-N	2.000	500	150	Zonder kraan	10

Ruiltas voor UROSID® M5 Urinemeter

REF 69050x-BAG



Referentie	Volume zak (ml)	Eigenschap	Eenheden (st)
690500-BAG	2.000	Met kruiskraan	50
690501-BAG	2.000	Zonder afvoerklep	50

IAP Manometer

De UROSID® intra-abdominale druk (IAP) manometer speelt een cruciale rol bij het voorkomen van een abdominaal compartimentsyndroom (ACS). Het is een eenvoudig te gebruiken apparaat dat is ontworpen om de controle van de intra-abdominale druk (IAP) te vergemakkelijken en zorgt voor een veilige verbinding tussen de Foleykatheter en de UROSID urinemeter van uw keuze.

Intra-abdominale hypertensie (IAH) wordt gekenmerkt door een aanhoudende intra-abdominale druk (IAP) van meer dan 12 mmHg. ACS treedt op wanneer de druk in de buikholte hoger is dan 20 mmHg. Deze aandoening houdt verband met een disfunctie van meerdere organen en vormt een ernstige bedreiging voor patiënten op de intensive care. [2]



Om het risico op ACS te beperken, is het essentieel om de IAP te meten wanneer het risico op IAH wordt vastgesteld. [2] De UROSID IAP manometer is ontworpen voor indirecte, minimaal invasieve metingen van de intra-abdominale druk met behulp van een Foleykatheter.

Referentie	Schaal (mmHg)	Eenheden (st)
690000-IAP	0 – 40	20

Urinezakken

Urinezakken vergemakkelijken de opvang van de uit urinekatheters afgevoerde urine bij patiënten met urineretentie of onvrijwillig urineren, alsook bij bedlegerige, verlamde of gehandicapte patiënten. De terugslagklep verlaagt het aantal infecties dat via de Foley katheter de blaas bereikt. In tegenstelling tot gesloten blaaskatheterisatiesystemen hebben urinezakken geen druppelkamer.

UROSID® 20

De UROSID® 20 biedt een steriel urinezak systeem.



Het urinezak systeem heeft de volgende eigenschappen:

- Terugslagklep
- Kruiskraan
- Microfilter met hydrofobe coating
- Urinemonsterpunt aan de universele step connector
- Slang en bedlakenklem
- Verkrijgbaar met of zonder houder
- Vrij van natuurrubberlatex
- Steriel (EO)

Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
690190	2.000	90	Zonder houder	50
690120	2.000	120	Zonder houder	50
690120-H	2.000	120	Met houder	50

Urinezak



De urinezak heeft de volgende eigenschappen:

- Terugslagklep
- Kruiskraan
- Universele step connector
- Vrij van natuurrubberlatex

Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Urinemonster poort	Steriliteit	Eenheden (st)
690220	2.000	90	n.v.t.	Steriel (EO)	50
690230	2.000	90	n.v.t.	Niet-steriel	200
691220-N	2.000	120	Naaldloos	Steriel (EO)	50

Drainagezak

Deze zak vangt uitgescheiden lichaamsvloeistoffen op, zoals urine van blaaskatheters. De zak moet vervangen worden als deze vol is, aangezien hij niet geleegd kan worden. Daarnaast kan de drainage zak 's nachts aan een UROSID® beenzak bevestigd worden.



Eigenschappen van de drainagezak:

- Terugslagklep
- Universele step connector
- Vrij van natuurrubberlatex

Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Steriliteit	Eenheden (st)
690415	1.500	90	Met terugslagklep	Niet-steriel	200
690420	2.000	90	Met terugslagklep	Niet-steriel	200
690515	1.500	90	Zonder terugslagklep	Niet-steriel	200
690520	2.000	90	Zonder terugslagklep	Niet-steriel	200
690615	1.500	90	Met terugslagklep	Steriel (EO)	100
690620	2.000	90	Met terugslagklep	Steriel (EO)	100

Accessoires

Urinezakhouders (niet steriel)



REF 690010
Gemaakt van kunststof



REF 690020
Gemaakt van metaal met kunststof coating



REF 690030
Gemaakt van kunststof

Referentie	Eenheden (st)
6900x0	10

Bedlakenklem (niet steriel)

Om de slang van de urinezak aan het laken te bevestigen



Referentie	Eenheden (st)
681050	50

Urinefles en urinefleshouder

De urinefles is ideaal voor bedlegerige mannen om urine op te vangen. De vierkante fles heeft een schaalverdeling en een capaciteit van 1.000 ml. Elke fles is geschikt voor de urinefleshouder.

Referentie	Eenheden (st)
69005xA	25



REF 690050A



REF 690055A

UROSID® 24h

De perfecte match tussen het gesloten blaaskatheterisatiesysteem en de beenzak.
De UROSID® 24h is een gesloten blaaskatheterisatiesysteem voor het opvangen van de urine die wordt afgevoerd uit blaaskatheters bij patiënten met urineretentie of onvrijwillig urineren. UROSID 24h is een bed-/beenzakcombinatie die mobiele patiënten met een blaaskatheter in staat stelt hun dagelijks leven voort te zetten. Het product kan zowel aan het bed van de patiënt worden bevestigd als onder kleding worden gedragen bij bevestiging aan het boven- of onderbeen.

- Druppelkamer
- Met terugslagklep
- Microfilter met hydrofobe coating
- Universele connector met urinemonster poort
- Kruiskraan
- Bevestiging aan been of bed via een riem
- Gewoven binnenzijde
- Steriel (EO)
- Vrij van natuurrubberlatex
- Vrij van PHT en DEHP



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Eenheden (st)
693730	1.000	30	20
693760	1.000	60	20
693790	1.000	90	20

Band voor UROSID® 24h



Referentie	Lengte (C)	Eenheden (st)
693702	58	10

REF 6904xx, 6905xx or 6906xx drainagezak

(pagina 24)



Opmerking:
U kunt 's nachts een drainagezak aan de UROSID® 24h bevestigen.




Been-zakken


UROSID® Beenzakken

Beenzakken met een inhoud tot 1.000ml stellen mobiele patiënten met een urinekatheter in staat hun dagelijkse bezigheden voort te zetten. Ze worden aan het boven- of onderbeen bevestigd en onder de kleding gedragen. Een beenzak met drie kamers heeft drie aparte vakken, waardoor deze perfect om het been past.

Beenzak met één kamer



Beenzak met drie kamers



UROSID® Beenzak met Enkele Kamer

De beenzak met enkele kamer biedt een oplossing voor het opvangen van urine uit een blaaskatheter en heeft een taps toelopende connector, terugslagklep en centrale afvoer.



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Steriliteit	Eenheden (st)
690710	750	10	Niet-steriel	10

De beenzak met enkele kamer is ideaal voor het opvangen van urine uit blaaskatheters. Ze hebben een taps toelopende connector, terugslagklep en kruiskraan. De gewoven binnenzijde zorgt voor meer comfort voor de drager, terwijl de extra taps toelopende connector de mogelijkheid biedt om de slang korter te maken, om aan de specifieke behoeften van de patiënt te voldoen.



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Steriliteit	Eenheden (st)
691770	750	50	Steriel (EO)	10

UROSID® Beenzakken



UROSID® Beenzak met Drie Kamers

De Beenzak met Drie Kamers biedt een oplossing voor het opvangen van urine uit blaaskatheters. Ze hebben een taps toelopende connector, terugslagklep en kruiskraan of klep. Bovendien zorgt de gewoven binnenzijde voor meer comfort voor de drager, en kan met de extra taps toelopende connector de lengte van de slang afgestemd worden op het individu. Een bevestigingsstuk voor gebruik als nachtzak is ook inbegrepen.

Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Steriliteit	Eenheden (st)
690735	500	50	Kruiskraan	Steriel (EO)	10
690740	500	65	Kruiskraan	Steriel (EO)	10
690745	750	65	Kruiskraan	Steriel (EO)	10
690760	500	50	Klep	Steriel (EO)	10
691755	750	50	Kruiskraan	Steriel (EO)	10
691760	750	50	Klep	Steriel (EO)	10
692735	500	50	Kruiskraan	Niet-steriel	10
692755	750	50	Kruiskraan	Niet-steriel	10

Kruiskraan




Klep



Band voor UROSID® Beenzakken

Deze band is ideaal om de UROSID® Beenzakken aan het been te bevestigen. Het is comfortabel om te dragen, en de comfort- en standaardtypes hebben een siliconenstrip aan de binnenkant voor een betere grip. De sluiting heeft klittenband



Referentie	Naam	Maat	Lengte x breedte (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
856001	Comfort	S (klein)	40 x 5	Individueel verpakt	10
856002	Comfort	M (medium)	50 x 5	Individueel verpakt	10
856003	Comfort	L (groot)	60 x 5	Individueel verpakt	10
856006	Universeel	Universeel	63 x 2,5; 63 x 3,5	Per paar verpakt	10
856008	Standaard	Universeel	53 x 2,5	Per paar verpakt	10



Pediatrische producten

Pediatrische producten voor onze kleinste patiënten

Urologische producten voor kinderen zijn even belangrijk als het aanbieden van producten voor volwassenen. De jongste patiënten hebben specifieke behoeften waar wij oplossingen voor bieden met onze pediatrisch productassortiment. Het voorkomen van urineweginfecties is bij kinderen even belangrijk als bij volwassenen en daarom kunnen onze katheterisatiesets ook gebruikt worden bij kinderen. Alle pediatrische producten zijn steriel (EO).


- Verminder onnodige katheterisatie
- Houd de plaatsingsduur zo kort mogelijk
- Train het personeel
- Zorg voor goede handhygiëne en aseptische technieken
- Pas dagelijkse monitoring toe
- Gebruik een gesloten blaaskatheterisatiesysteem



Molly de beer staat op onze pediatrische urologie assortiment!

Verblijfskatheters

Verblijfskatheters in kinderformaat worden altijd geleverd met een voorgeïnstalleerde stylet voor een gemakkelijke en veilige plaatsing van de katheter.




UROSID® Foley Katheter

Verkrijgbaar in siliconen of gesiliconiseerde latex

Referentie	Materiaal	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
641006A	Silicone	6	31	1.5	Lichtgroen	10
641008A	Silicone	8	31	3 – 5	Blauw	10
641010A	Silicone	10	31	3 – 5	Zwart	10
661006A	Gesiliconiseerde latex	6	27	3	Lichtgroen	10
661008A	Gesiliconiseerde latex	8	27	3 – 5	Blauw	10
661010A	Gesiliconiseerde latex	10	27	3 – 5	Zwart	10

UROSID® Sensor 400



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
646008A	8	31	5	Blauw	5
646010A	10	31	5	Zwart	5

UROSID® Supra



Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Ballonvolume (ml)	Kleur	Eenheden (st)
645006A	6	40	1.5	Lichtgroen	10
645008A	8	40	3	Blauw	10
645010A	10	40	3 – 5	Zwart	10

Gesloten urine drainage systemen

UROSID® 1000

Dit is een variant op de UROSID® 2000 S voor gebruik bij pediatrische patiënten

- Druppelkamer met geïntegreerde terugslagklep
- Kruiskraan
- Microfilter met hydrofobe coating
- Bacterie- en luchtdichte ventilatie van de zak
- Naaldvrije urinemonster poort of monsterafname met naald
- Steriel (EO)
- Vrij van natuurrubberlatex



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Kruiskraan	Eenheden (st)
690270-N	1.000	90	Verticaal	20

Urinemeters

UROSID® M200 Urinemeter met Enkele Kamer

REF 690343-x

Dit is de pediatrische versie van UROSID® M3. Deze heeft een kleinere zak en urinemeter, perfect voor gebruik bij jonge patiënten.



Referentie	Volume zak (ml)	Volume urinemeter (ml)	Lengte slang (cm)	Eigenschap	Eenheden (st)
690343	2.000	200	120	Met naald	10
690343-N	2.000	200	120	Naaldloos	10



Irrigatiespuiten

Irrigatiespuit

Dit is een steriele (EO), disposable irrigatiespuit met schaalverdeling, met rechte katheterhub en luer adapter. Het product kan gebruikt worden met blaaskatheters en buikslangen (bijv. voor blaasspoeling).



Referentie	Volume (ml)	Eenheden (st)
620060	50 – 60	50
620100	100	25

Irrigatie ballonspuit

Deze disposable ballonspuit is ideaal voor gebruik in klinische en chirurgische omgevingen en kan makkelijk vastgehouden worden, waardoor het ook uitstekend gebruikt kan worden met één hand. Deze spuit is ontworpen om op één kant te kunnen staan en helpt lekken te voorkomen en de omgeving schoon te houden.



Referentie	Volume (ml)	Steriliteit	Eenheden (st)
DYNDE20127	60	Niet-steriel	50
DYNDE20125	60	Steriel (EO)	25



Gastro-enterologische producten

Rectale slang*

Dit zijn rechte rectale katheters met twee openingen voor het toedienen van klysma's en het afvoeren van darmgassen.

Referentie	Maat (CH)	Lengte (C)	Kleur	Eenheden (st)
680418	18	40	Rood	100
680422	22	40	Paars	100
680425	25	40	Blauw	100
680428	28	40	Groen	100
680430	30	40	Grijs	100



Klysmaset

Medline's klysma set bevat alles dat nodig is voor een klysma.

Elke set bevat:

- 1 zak met slang, klem en uiteinde met glijmiddel; 1,5 L
- 1 pakje vloeibare zeep, 9 ml
- 1 onderlegger, vloeistofbestendig, 42 x 45 cm



Referentie	Volume (ml)	Lengte slang (cm)	Steriliteit	Eenheden (st)
DYNDE70100A	1.500	137	Niet-steriel	48

*Niet verkrijgbaar in AT, CH, HU, IT en VK

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger, of bezoek onze website: www.medline.eu/nl

FOLLOW US

Medline International B.V.
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
netherlands@medline.com

Medline International Netherlands B.V.
Catharijnesingel 47
3511 GC Utrecht
The Netherlands
Tel: +31 88 00 11 900

www.medline.eu/nl
nl-customerservice@medline.com

Bronnen:
1. https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/CAUTI_2015.pdf?__blob=publicationFile
2. Newman, R.K. (2023) Abdominal compartment Syndrome. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430932/.

Lees voor gebruik de instructies en voorzorgsmaatregelen op de desbetreffende labels.

Alle rechten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten te corrigeren.
© 2026 Medline. ML1338_NL 11/2026